




БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НКР

- Барьерные мембраны



- Гранулы кортикальные с коллагеном

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- НКР (горизонт. и вертик. аугментация)
- Создание механического барьера, предупреждающего миграцию мягких тканей
- Реконструкция альвеолярного отростка
- Стабилизация кровяного сгустка
- Фиксация остеопластического материала
- Закрытие перфораций гайморовой пазухи
- Закрытие прободаний нижнечелюстного канала

Мембрана BioPLATE Barrier

Мембрана изготовлена из натурального коллагена I и III типов и эластина говяжьего происхождения

Обладает повышенной прочностью и умеренной растяжимостью. Имеет две разнородные поверхности — гладкую и ворсистую. Высокая прочность и эластичность мембраны позволяет закреплять ее в месте имплантации без повреждений структуры.

ОБЪЕМЫ

MB-15	15x20 мм
MB-25	25x25 мм
MB-30	30x40 мм

ТОЛЩИНА: 0,3 мм

СОСТАВ: коллаген I и III типа

СРОК РЕЗОРБЦИИ: до 8 месяцев

МАТЕРИАЛ: перикард



- Идеальный материал
в инжиниринге костной ткани

ОБЪЕМЫ

MBC-15	15x20 мм
MBC-25	25x25 мм
MBC-30	30x40 мм

ТОЛЩИНА: 0,3 мм

СОСТАВ: коллаген I и III типа

СРОК РЕЗОРБЦИИ: до 6 месяцев

МАТЕРИАЛ: брюшина

Мембрана bioPLATE Contur

Отличается повышенной растяжимостью и эластичностью. Это дает возможность для идеальной адаптации к дефекту после смачивания.

Высокая прочность и эластичность.

Имеет две разнородные поверхности — гладкую и ворсистую.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Горизонтальная и вертикальная аугментация
- Параимплантанные дефекты
- Создание механического барьера, предупреждающего миграцию мягких тканей
- Реконструкция альвеолярного отростка
- Стабилизация кровяного сгустка
- Фиксация остеопластического материала
- Закрытие перфораций гайморовой пазухи
- Закрытие прободаний нижне-челюстного канала
- Синус-лифтинг



КОНТАКТЫ