

DENTIS

ИМПЛАНТАЦИОННЫЕ ЛИНЕЙКИ ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ

КАТАЛОГ + ПРАЙС-ЛИСТ

ЦИФРОВЫЕ И АНАЛОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ



DENTIS

Индивидуальный подход
с заботой о каждом клиенте



20 лет
на мировом
рынке

3

собственных
завода

1Смлн

имплантатов
в год

80

стран
-партнеров

DENTIS – международная компания
в сфере производства
стоматологических и медицинских
изделий, основанная
в Южной Корее

2016

год основания компании Дентис Имплант в России

ООО “Дентис Имплант” – официальный
представитель DENTIS в России. Офисы компании
расположены в Москве и Уфе.

Дилерская сеть охватывает 15 регионов России и
обеспечивает стабильные поставки, обучение
специалистов и поддержку клиник по всей стране.



подробнее
о компании






Собственные лаборатории и исследовательский центр, обеспечивающие постоянное совершенствование технологий



Полный производственный цикл: от идеи до производства и контроля качества




Роботизированные линии на производстве **работают 24/7**




Имплантаты

Три имплантационные линейки для различных клинических случаев



Наборы

Наличие всех элементов для цифрового протокола лечения



Лампы Luvis

Стоматологические светильники №1 в Южной Корее



“Сегодня продукцию Dentis выбирают более 1 500 клиник по всей России. Мы стремимся создавать комфортные, персональные условия взаимодействия — и именно это высоко ценят наши клиенты”

Ольга Сорокина — Генеральный директор ООО “Дентис Имплант”



4 причины перейти на DENTIS

1 причина



Полная экосистема для ежедневной практики

- Широкий размерный ряд
- Протетические компоненты для любых сценариев
- Хирургические наборы для любых протоколов
- Цифровые и ортопедические решения

2 причина



Оптимальное соотношение технологий и стоимости

- Автоматизированный производственный цикл
- Собственные лаборатории и исследовательский центр
- Навигационная хирургия, остеопластические материалы и стоматологическое оборудование
- Экономическая эффективность для клиники и пациента

3 причина



Доказанная клиническая надежность

- Клиническая приживаемость свыше 99,2%
- Более 20 лет клинического и академического опыта
- Более 80 стран-партнёров
- Предсказуемые результаты даже в сложных клинических ситуациях

4 причина



Комфортный переход без переобучения

- Интуитивно понятные протоколы сверления
- Совместимость с привычными хирургическими подходами
- Быстрое освоение системы врачами
- Минимальные затраты времени на адаптацию команды

СОДЕРЖАНИЕ

	О компании	01
	Имплантационные линейки DENTIS	05
	Хирургический этап	08
	Имплантационная линейка AXEL	09
	Имплантационная линейка SQ	13
	Имплантационная линейка OneQ	19
	Ортопедический этап	25
	Аналоговые абатменты	26
	Мульти Юнит абатменты	44
	Цифровые абатменты	52
	O-Ring абатменты	60
	S-line абатменты	64
	Хирургические наборы	78
	Хирургический набор AXEL	79
	Хирургический набор SQ	84
	Хирургический набор SQ Short&Wide	87
	Навигационный набор SQ Guide	88
	Хирургический набор OneQ	91
	Наборы для остеопластики	94

Имплантационные
линейки

DENTIS

Три проверенные
имплантационные системы
для различных клинических
задач:



Внутреннее
коническое
соединение 11°



Стандартная и узкая
ортопедические
платформы



2Hex 1.7 для узкой
платформы и Hex 2.5
для стандартной
платформы



Биологический
S-образный
профиль



Поверхность
C-SLA для всех
линеек



Навигационная
хирургия
SQ GUIDE

AXEL

для одномоментной
имплантации
и немедленной
нагрузки



Флагманская линейка
DENTIS

AXEL Xread для
установки в широкие
лунки моляров

Размерный ряд
от 3.4 до 5.4 мм

SQ

для немедленной
нагрузки



Цифровой
протокол All-on-X
с навигационным
набором SQ Guide

Коническая форма
с агрессивной резьбой

Размерный ряд
от 3.0 до 8.0 мм

OneQ

для классической
двухэтапной
имплантации




Менее агрессивная
резьба в пришеечной
части

Двойная коническая
форма и увеличенный
шаг резьбы

Размерный ряд
от 3.0 до 8.0 мм

При покупке имплантатов хирургический набор **в подарок**



При покупке:

AXEL*

цена за имплантат:

9 900 ₽



В подарок

→ Хирургический набор **AXEL**

*в процессе получения регистрационного удостоверения РФ




При покупке:

SQ

цена за имплантат:

7 000 ₽



В подарок

→ Хирургический набор **SQ**




При покупке:

OneQ

цена за имплантат:

6 000 ₽



В подарок

→ Хирургический набор **OneQ**

Хирургический этап

Имплантационные линейки DENTIS



Имплантационная линейка AXEL



Для одномоментной имплантации и немедленной нагрузки



- + Высокая первичная стабильность в сложных клинических ситуациях
- + Стабильная фиксация в лунках удалённых моляров
- + Возможность бикортикальной фиксации
- + Особенно хорош в кости низкой плотности (D3/D4)



Обратная коническая форма шейки

0,9 мм



Верхняя часть с толстыми стенками и неглубокой резьбой

4 глубоких и тонких витка в апикальной части



Конический и узкий апекс




Специальная серия **AXEL Xread** для одномоментной установки в широкие лунки моляров и в мягкую кость верхней челюсти

Размерный ряд AXEL и AXEL Xread от 3.4 до 5.4 мм

Спецификация имплантов

Диаметр платформы и внутренней резьбы



Тип платформы	Hex	Диаметр
Узкая	1,7 мм	Ø 3,4 мм
		Ø 3,8 мм
		Ø 4,2 мм
		Ø 4,6 мм
Стандартная	2,5 мм	Ø 5,0 мм
		Ø 5,0X мм
		Ø 5,4X мм


Имплантаты изготовлены из чистого титана Gr4

Производитель рекомендует AXEL для:

- кости низкой плотности D3/D4
- одномоментной установки в широкие постэкстракционные лунки моляров
- случаев с недостаточной первичной стабильностью

Технические характеристики

Диаметр	Диаметр шейки	Глубина резьбы
Ø 3,4 мм	Ø 3,0 мм	0,7 мм
Ø 3,8 мм	Ø 3,2 мм	0,7 мм
Ø 4,2 мм	Ø 3,7 мм	0,7 мм
Ø 4,6 мм	Ø 3,8 мм	0,8 мм
Ø 5,0 мм	Ø 4,2 мм	0,8 мм
Ø 5,0X мм	Ø 3,8 мм	1 мм
Ø 5,4X мм	Ø 4,2 мм	1 мм



Обзор
имплантатов
AXEL

Размерный ряд AXEL

Узкий

Диаметр	Длина	Артикул
Ø 3,4 мм	7,5 мм	DSAFN3408S
	8,5 мм	DSAFN3409S
	9,5 мм	DSAFN3410S
	11,5 мм	DSAFN3412S
	13,5 мм	DSAFN3414S

Заглушка в комплекте [DSOFCS]



Диаметр	Длина	Артикул
Ø 3,8 мм	7,5 мм	DSAFN3808S
	8,5 мм	DSAFN3809S
	9,5 мм	DSAFN3810S
	11,5 мм	DSAFN3812S
	13,5 мм	DSAFN3814S


Заглушка в комплекте [DSOFCS]



Стандартные


Диаметр	Длина	Артикул
Ø 4,2 мм	7,0 мм	DSAFR4207S
	7,5 мм	DSAFR4208S
	8,5 мм	DSAFR4209S
	9,5 мм	DSAFR4210S
	11,5 мм	DSAFR4212S
	13,5 мм	DSAFR4214S
	15,5 мм	DSAFR4216S
	17,5 мм	DSAFR4218S

Заглушка в комплекте [DSCSM]



Диаметр	Длина	Артикул
Ø 4,6 мм	7,0 мм	DSAFR4607S
	7,5 мм	DSAFR4608S
	8,5 мм	DSAFR4609S
	9,5 мм	DSAFR4610S
	11,5 мм	DSAFR4612S
	13,5 мм	DSAFR4614S
	15,5 мм	DSAFR4616S
	17,5 мм	DSAFR4618S

Заглушка в комплекте [DSCSM]




Указанные длины в каталоге соответствуют фактической длине имплантатов. Имплантаты изначально разработаны на 0.5 мм короче номинальных размеров (например: 7, 8, 9 мм).

Стандартные


Диаметр	Длина	Артикул
Ø 5,0 мм	7,0 мм	DSAFR5007S
	7,5 мм	DSAFR5008S
	8,5 мм	DSAFR5009S
	9,5 мм	DSAFR5010S
	11,5 мм	DSAFR5012S
	13,5 мм	DSAFR5014S

Заглушка в комплекте [DSCSM]




Диаметр	Длина	Артикул
Ø 5,0 мм (Xread)	7,0 мм	DSAFR5007XS
	7,5 мм	DSAFR5008XS
	8,5 мм	DSAFR5009XS
	9,5 мм	DSAFR5010XS
	11,5 мм	DSAFR5012XS
	13,5 мм	DSAFR5014XS

Заглушка в комплекте [DSCSM]



Диаметр	Длина	Артикул
Ø 5,4 мм (Xread)	7,0 мм	DSAFR5407XS
	7,5 мм	DSAFR5408XS
	8,5 мм	DSAFR5409XS
	9,5 мм	DSAFR5410XS
	11,5 мм	DSAFR5412XS

Заглушка в комплекте [DSCSM]



AXEL Xread (глубина резьбы ≥ 1 мм) не рекомендуется для костной ткани типа D1, но идеально подходит для:


- кости с низкой плотностью (D3–D4)
- случаев с недостаточной первичной стабильностью
- одномоментной установки в широкие постэкстракционные лунки моляров

Имплантационная линейка SQ

Для немедленной нагрузки



- + Коническая форма с агрессивной резьбой
- + Тотальная реабилитация по протоколу All-on-X
- + Полный цифровой протокол




Линейка **short & wide**
ø 5.0 мм, длина: 6.0 мм


Размерный ряд от 3.0 до 8.0 мм

Спецификация имплантов



Диаметр платформы и внутренней резьбы



2Hex 1.7



Hex 2.5



Тип платформы	Hex	Диаметр
Узкая	1,7 мм	Ø 3,0 мм
		Ø 3,5 мм
		Ø 4,0 мм
		Ø 4,5 мм
Стандартная	2,5 мм	Ø 5,0 мм
		Ø 6,0 мм
		Ø 7,0 мм
		Ø 8,0 мм


Имплантаты изготовлены из чистого титана Gr4

Производитель рекомендует SQ для:

- одномоментной имплантации
- протезирования по протоколу All-on-X
- установки в узкое межзубное пространство

Технические характеристики

Диаметр	Фактический диаметр	Диаметр шейки	Толщина стенки
Ø 3,0 мм	Ø 3,0 мм	2,3 мм	0,7 мм
Ø 3,5 мм	Ø 3,6 мм	2,3 мм	0,65 мм
Ø 4,0 мм	Ø 4,1 мм	3,34 мм	0,38 мм
Ø 4,5 мм	Ø 4,35 мм	3,34 мм	0,5 мм
Ø 5,0 мм	Ø 4,38 мм	3,34 мм	0,73 мм
Ø 6,0 мм	Ø 5,8 мм	3,34 мм	1,23 мм
Ø 7,0 мм	Ø 6,8 мм	3,34 мм	1,73 мм
Ø 8,0 мм	Ø 7,8 мм	3,34 мм	2,23 мм



Обзор
имплантатов
SQ



Размерный ряд SQ

Узкий


! Заглушка в комплект не входит



Диаметр	Длина	Артикул
Ø 3,0 мм	8,0 мм	DSSFN3008
	10,0 мм	DSSFN3010
	12,0 мм	DSSFN3012
	14,0 мм	DSSFN3014




Диаметр	Длина	Артикул
Ø 3,5 мм	7,0 мм	DSSFN3507
	8,0 мм	DSSFN3508
	10,0 мм	DSSFN3510
	12,0 мм	DSSFN3512
	14,0 мм	DSSFN3514





Стандартные



! Заглушка в комплект не входит




Диаметр	Длина	Артикул
Ø 4,0 мм	7,0 мм	DSSFR4007
	8,0 мм	DSSFR4008
	10,0 мм	DSSFR4010
	12,0 мм	DSSFR4012
	14,0 мм	DSSFR4014
	16,0 мм	DSSFR4016
	18,0 мм	DSSFR4018



Диаметр	Длина	Артикул
Ø 4,5 мм	7,0 мм	DSSFR4507
	8,0 мм	DSSFR4508
	10,0 мм	DSSFR4510
	12,0 мм	DSSFR4512
	14,0 мм	DSSFR4514
	16,0 мм	DSSFR4516
	18,0 мм	DSSFR4518




Диаметр	Длина	Артикул
Ø 5,0 мм	7,0 мм	DSSFR5007
	8,0 мм	DSSFR5008
	10,0 мм	DSSFR5010
	12,0 мм	DSSFR5012
	14,0 мм	DSSFR5014





Размерный ряд SQ

Широкие



! Заглушка в комплект не входит




Диаметр	Длина	Артикул
Ø 6,0 мм	6,0 мм	DSSFW6006
	7,0 мм	DSSFW6007
	8,0 мм	DSSFW6008
	10,0 мм	DSSFW6010
	12,0 мм	DSSFW6012



Диаметр	Длина	Артикул
Ø 7,0 мм	6,0 мм	DSSFW7006
	7,0 мм	DSSFW7007
	8,0 мм	DSSFW7008
	10,0 мм	DSSFW7010
	12,0 мм	DSSFW7012



Диаметр	Длина	Артикул
Ø 8,0 мм	6,0 мм	DSSFW8006
	7,0 мм	DSSFW8007
	8,0 мм	DSSFW8008
	10,0 мм	DSSFW8010
	12,0 мм	DSSFW8012




Короткие имплантаты SQ

для установки в область премоляров и моляров при недостаточном объёме костной ткани. Безопасная и надёжная фиксация. Подходят для немедленной нагрузки.


! Используйте имплантаты DENTIS только с оригинальными протетическими компонентами.

Винты других систем могут иметь отличающуюся длину и конструкцию. При использовании неподходящего винта существует риск повреждения внутренней части имплантата и развития воспалительных осложнений.



Полированная шейка

Улучшение фиксации в области мягких тканей



Одинарная резьба

Контроль глубины погружения

Режущая кромка

Эффективное самонарезание и сбор костной стружки

20°

Видеообзор



2.5 Hex



Диаметр	Длина	Шейка	Артикул
Ø 5,0 мм	6,0 мм	2,0 мм	DSSFR5004
		1,0 мм	DSSFR5005
		0 мм	DSSFR5006

Имплантационная линейка **OneQ**

Для классической
двухэтапной имплантации



- + Установка в узких межзубных пространствах и во фронтальных отделах
- + Имплантация в области моляров
- + Улучшенная первичная стабильность благодаря форме имплантата



Менее агрессивная
резьба в пришеечной
части



Увеличенный шаг
резьбы и синхронизация
витков



Двойная
коническая
форма




Более 10 лет клинического опыта

Проверенная временем имплантационная система
для широкого спектра клинических задач.

Размерный ряд от 3.0 до 8.0 мм

Спецификация имплантов

Диаметр платформы и внутренней резьбы



Тип платформы	Hex	Диаметр
Узкая	1,7 мм	Ø 3,0 мм
		Ø 3,3 мм
		Ø 3,9 мм
		Ø 4,2 мм
		Ø 4,7 мм
Стандартная	2,5 мм	Ø 5,2 мм
		Ø 6,0 мм
		Ø 7,0 мм
		Ø 8,0 мм


Для имплантов Ø3.0, Ø3.3, Ø3.9 использован усиленный сплав титана Gr5.

Производитель рекомендует OneQ для:

- классической двухэтапной имплантации;
- установки в узкие межзубные пространства и во фронтальный отдел;
- одномоментной имплантации при благоприятных условиях.

Технические характеристики

Титан	Диаметр	Диаметр шейки	Толщина стенки
Gr 5	Ø 3,0 мм	2,3 мм	0,35 мм
	Ø 3,3 мм	2,3 мм	0,5 мм
	Ø 3,9 мм	3,34 мм	0,28 мм
	Ø 4,2 мм	3,34 мм	0,43 мм
Gr 4	Ø 4,7 мм	3,34 мм	0,68 мм
	Ø 5,2 мм	3,34 мм	0,93 мм
	Ø 6,0 мм	3,34 мм	1,31 мм
	Ø 7,0 мм	3,34 мм	1,78 мм
	Ø 8,0 мм	3,34 мм	2,28 мм



Обзор
имплантов
OneQ


Размерный ряд OneQ

Узкий




Диаметр	Длина	Артикул
Ø 3,0 мм	8,0 мм	DSSOFS3008S
	10,0 мм	DSSOFS3010S
	12,0 мм	DSSOFS3012S
	14,0 мм	DSSOFS3014S

Заглушка в комплекте [DSOFCS]



Диаметр	Длина	Артикул
Ø 3,3 мм	8,0 мм	DSSOFS3308S
	10,0 мм	DSSOFS3310S
	12,0 мм	DSSOFS3312S
	14,0 мм	DSSOFS3314S

Заглушка в комплекте [DSOFCS]




Стандартные




Диаметр	Длина	Артикул
Ø 3,9 мм	7,0 мм	DSSOFR3907S
	8,0 мм	DSSOFR3908S
	10,0 мм	DSSOFR3910S
	12,0 мм	DSSOFR3912S
	14,0 мм	DSSOFR3914S

Заглушка в комплекте [DSCSM]




Стандартные




Диаметр	Длина	Артикул
Ø 4,2 мм	7,0 мм	DSSOFR4207S
	8,0 мм	DSSOFR4208S
	10,0 мм	DSSOFR4210S
	12,0 мм	DSSOFR4212S
	14,0 мм	DSSOFR4214S

Заглушка в комплекте [DSCSM]




Диаметр	Длина	Артикул
Ø 4,7 мм	7,0 мм	DSSOFR4707S
	8,0 мм	DSSOFR4708S
	10,0 мм	DSSOFR4710S
	12,0 мм	DSSOFR4712S
	14,0 мм	DSSOFR4714S

Заглушка в комплекте [DSCSM]




Диаметр	Длина	Артикул
Ø 5,2 мм	7,0 мм	DSSOFR5207S
	8,0 мм	DSSOFR5208S
	10,0 мм	DSSOFR5210S
	12,0 мм	DSSOFR5212S
	14,0 мм	DSSOFR5214S

Заглушка в комплекте [DSCSM]




Широкие




Диаметр	Длина	Артикул
Ø 6,0 мм	6,0 мм	DSSOFW6006S
	7,0 мм	DSSOFW6007S
	8,0 мм	DSSOFW6008S
	10,0 мм	DSSOFW6010S
	12,0 мм	DSSOFW6012S

Заглушка в комплекте [DSCSM]




Диаметр	Длина	Артикул
Ø 7,0 мм	6,0 мм	DSSOFW7006S
	7,0 мм	DSSOFW7007S
	8,0 мм	DSSOFW7008S
	10,0 мм	DSSOFW7010S
	12,0 мм	DSSOFW7012S

Заглушка в комплекте [DSCSM]



Диаметр	Длина	Артикул
Ø 8,0 мм	6,0 мм	DSSOFW8006S
	7,0 мм	DSSOFW8007S
	8,0 мм	DSSOFW8008S
	10,0 мм	DSSOFW8010S
	12,0 мм	DSSOFW8012S

Заглушка в комплекте [DSCSM]



Заглушка

Заглушка для узкой платформы

Рекомендуемый торк: 10 Нсм

Ø 1,25 мм



Ø 2,6 мм



4,0 мм

Артикул

DSOFCS

900₽

1 000₽

1 100₽

Заглушка для стандартной платформы

Ø 1,25 мм



Ø 3,6 мм



6,5 мм

Артикул

DSCSM


900₽

1 000₽

1 100₽


Формирователь десны

Выбирайте формирователь десны в соответствии с дальнейшим протоколом лечения.



Ортопедический этап


Единая ортопедическая платформа
для всех линеек DENTIS



Аналоговый протокол



Протезирование
постоянная реставрация




Протезирование
временная реставрация





Снятие оттисков



Лабораторный
аналог



Хирургический этап



Формирователь десны

- Устанавливается вручную с помощью шестигранной отвертки 1,25 мм
- Рекомендуемый торк:**
10 Нсм для узкой и стандартной платформы

Формирователи десны S-line
смотрите стр. 66




Формирователь десны | узкий

Диаметр	Высота шейки	Артикул
Ø 4,0 мм	1,0 мм	DSHS4010
	1,5 мм	DSHS4015
	2,0 мм	DSHS4020
	2,5 мм	DSHS4025
	3,5 мм	DSHS4035
	4,5 мм	DSHS4045

1 450₽

1 650₽

1 850₽




Формирователь десны | стандартный/широкий

Диаметр	Высота шейки	Артикул
Ø 4,5 мм	1,0 мм	DSH4510
	1,5 мм	DSH4515
	2,0 мм	DSH4520
	2,5 мм	DSH4525
	3,5 мм	DSH4535
	4,5 мм	DSH4545
	5,5 мм	DSH4555

1 450₽

1 650₽

1 850₽




Диаметр	Высота шейки	Артикул
Ø 5,5 мм	1,0 мм	DSH5510
	1,5 мм	DSH5515
	2,0 мм	DSH5520
	2,5 мм	DSH5525
	3,5 мм	DSH5535
	4,5 мм	DSH5545
	5,5 мм	DSH5555

1450₽

1650₽

1850₽




Диаметр	Высота шейки	Артикул
Ø 6,5 мм	1,0 мм	DSH6510
	1,5 мм	DSH6515
	2,0 мм	DSH6520
	2,5 мм	DSH6525
	3,5 мм	DSH6535
	4,5 мм	DSH6545
	5,5 мм	DSH6555

1450₽

1650₽

1850₽




Диаметр	Высота шейки	Артикул
Ø 7,5 мм	1,0 мм	DSH7510
	1,5 мм	DSH7515
	2,0 мм	DSH7520
	2,5 мм	DSH7525
	3,5 мм	DSH7535
	4,5 мм	DSH7545
	5,5 мм	DSH7555

1450₽

1650₽



1850₽





Прямой абатмент (стандартный)

- Для одиночных и мостовидных реставраций при правильной оси установки имплантата
- **Рекомендуемый торк:**
20 Нсм для узкой платформы;
30 Нсм для стандартной платформы
- Комплектация:
абатмент + винт
- Устанавливается вручную с помощью шестигранной отвертки 1,25 мм

С шестигранником / Без шестигранника



Винт абатмента



Прямой абатмент | узкий (с шестигранником)


Диаметр абатмента	Р/Н	G/Н	Артикул
Ø 4,0 мм	5,5 мм	1,0 мм	DSCAS40105HTS
		2,0 мм	DSCAS40205HTS
		2,5 мм	DSCAS40255HTS
		3,5 мм	DSCAS40355HTS
		4,5 мм	DSCAS40455HTS

Винт абатмента в комплекте [DSASS]

3 300₽

3 700₽

4 000₽




Диаметр абатмента	Р/Н	G/Н	Артикул
Ø 4,0 мм	7,0 мм	1,0 мм	DSCAS40107HTS
		2,0 мм	DSCAS40207HTS
		2,5 мм	DSCAS40257HTS
		3,5 мм	DSCAS40357HTS
		4,5 мм	DSCAS40457HTS

Винт абатмента в комплекте [DSASS]

3 300₽

3 700₽

4 000₽



Прямой абатмент | узкий (без шестигранника)


Диаметр абатмента	Р/Н	G/Н	Артикул
Ø 4,0 мм	5,5 мм	1,0 мм	DSCAS40105NTS
		2,0 мм	DSCAS40205NTS
		2,5 мм	DSCAS40255NTS
		3,5 мм	DSCAS40355NTS
		4,5 мм	DSCAS40455NTS

Винт абатмента в комплекте [DSASS]

3 300₽

3 700₽

4 000₽




Диаметр абатмента	Р/Н	G/Н	Артикул
Ø 4,0 мм	7,0 мм	1,0 мм	DSCAS40107NTS
		2,0 мм	DSCAS40207NTS
		2,5 мм	DSCAS40257NTS
		3,5 мм	DSCAS40357NTS
		4,5 мм	DSCAS40457NTS

Винт абатмента в комплекте [DSASS]

3 300₽

3 700₽

4 000₽




Прямой абатмент | стандартный/широкий (с шестигранником)

Диаметр абатмента	Р/Н	G/H	Артикул
Ø 4,5 мм	5,5 мм	1,0 мм	DSCA4510HPCTS
		1,5 мм	DSCA4515HPCTS
		2,0 мм	DSCA4520HPCTS
		2,5 мм	DSCA4525HPCTS
		3,5 мм	DSCA4535HPCTS
		4,5 мм	DSCA4545HPCTS
		5,5 мм	DSCA4555HPCTS

Винт абатмента в комплекте [DSAS]


3 300₽ 3 700₽ 4 000₽



Диаметр абатмента	Р/Н	G/H	Артикул
Ø 5,5 мм	5,5 мм	1,0 мм	DSCA5510HPCTS
		1,5 мм	DSCA5515HPCTS
		2,0 мм	DSCA5520HPCTS
		2,5 мм	DSCA5525HPCTS
		3,5 мм	DSCA5535HPCTS
		4,5 мм	DSCA5545HPCTS
		5,5 мм	DSCA5555HPCTS

Винт абатмента в комплекте [DSAS]


3 300₽ 3 700₽ 4 000₽



Диаметр абатмента	Р/Н	G/H	Артикул
Ø 6,5 мм	5,5 мм	1,0 мм	DSCA6510HPCTS
		1,5 мм	DSCA6515HPCTS
		2,0 мм	DSCA6520HPCTS
		2,5 мм	DSCA6525HPCTS
		3,5 мм	DSCA6535HPCTS
		4,5 мм	DSCA6545HPCTS
		5,5 мм	DSCA6555HPCTS

Винт абатмента в комплекте [DSAS]

3 300₽ 3 700₽ 4 000₽




Диаметр абатмента	Р/Н	G/H	Артикул
Ø 4,5 мм	7 мм	1,0 мм	DSCA4510H7PCTS
		1,5 мм	DSCA4515H7PCTS
		2,0 мм	DSCA4520H7PCTS
		2,5 мм	DSCA4525H7PCTS
		3,5 мм	DSCA4535H7PCTS
		4,5 мм	DSCA4545H7PCTS
		5,5 мм	DSCA4555H7PCTS

Винт абатмента в комплекте [DSAS]

3 300₽

3 700₽

4 000₽




Диаметр абатмента	Р/Н	G/H	Артикул
Ø 5,5 мм	7 мм	1,0 мм	DSCA5510H7PCTS
		1,5 мм	DSCA5515H7PCTS
		2,0 мм	DSCA5520H7PCTS
		2,5 мм	DSCA5525H7PCTS
		3,5 мм	DSCA5535H7PCTS
		4,5 мм	DSCA5545H7PCTS
		5,5 мм	DSCA5555H7PCTS

Винт абатмента в комплекте [DSAS]

3 300₽

3 700₽

4 000₽




Диаметр абатмента	Р/Н	G/H	Артикул
Ø 6,5 мм	7 мм	1,0 мм	DSCA6510H7PCTS
		1,5 мм	DSCA6515H7PCTS
		2,0 мм	DSCA6520H7PCTS
		2,5 мм	DSCA6525H7PCTS
		3,5 мм	DSCA6535H7PCTS
		4,5 мм	DSCA6545H7PCTS
		5,5 мм	DSCA6555H7PCTS

Винт абатмента в комплекте [DSAS]

3 300₽

3 700₽

4 000₽




Прямой абатмент | стандартный/широкий (без шестигранника)

Диаметр абатмента	Р/Н	G/Н	Артикул
Ø 4,5 мм	5,5 мм	1,0 мм	DSCA4510NPCTS
		1,5 мм	DSCA4515NPCTS
		2,0 мм	DSCA4520NPCTS
		2,5 мм	DSCA4525NPCTS
		3,5 мм	DSCA4535NPCTS
		4,5 мм	DSCA4545NPCTS
		5,5 мм	DSCA4555NPCTS

Винт абатмента в комплекте [DSAS]


3 300₽ 3 700₽ 4 000₽



Диаметр абатмента	Р/Н	G/Н	Артикул
Ø 5,5 мм	5,5 мм	1,0 мм	DSCA5510NPCTS
		1,5 мм	DSCA5515NPCTS
		2,0 мм	DSCA5520NPCTS
		2,5 мм	DSCA5525NPCTS
		3,5 мм	DSCA5535NPCTS
		4,5 мм	DSCA5545NPCTS
		5,5 мм	DSCA5555NPCTS

Винт абатмента в комплекте [DSAS]


3 300₽ 3 700₽ 4 000₽



Диаметр абатмента	Р/Н	G/Н	Артикул
Ø 6,5 мм	5,5 мм	1,0 мм	DSCA6510NPCTS
		1,5 мм	DSCA6515NPCTS
		2,0 мм	DSCA6520NPCTS
		2,5 мм	DSCA6525NPCTS
		3,5 мм	DSCA6535NPCTS
		4,5 мм	DSCA6545NPCTS
		5,5 мм	DSCA6555NPCTS

Винт абатмента в комплекте [DSAS]

3 300₽ 3 700₽ 4 000₽




Диаметр абатмента	P/H	G/H	Артикул
Ø 4,5 мм	7 мм	1,0 мм	DSCA4510N7PCTS
		1,5 мм	DSCA4515N7PCTS
		2,0 мм	DSCA4520N7PCTS
		2,5 мм	DSCA4525N7PCTS
		3,5 мм	DSCA4535N7PCTS
		4,5 мм	DSCA4545N7PCTS
		5,5 мм	DSCA4555N7PCTS

Винт абатмента в комплекте [DSAS]

3 300₽

3 700₽

4 000₽




Диаметр абатмента	P/H	G/H	Артикул
Ø 5,5 мм	7 мм	1,0 мм	DSCA5510N7PCTS
		1,5 мм	DSCA5515N7PCTS
		2,0 мм	DSCA5520N7PCTS
		2,5 мм	DSCA5525N7PCTS
		3,5 мм	DSCA5535N7PCTS
		4,5 мм	DSCA5545N7PCTS
		5,5 мм	DSCA5555N7PCTS

Винт абатмента в комплекте [DSAS]

3 300₽

3 700₽

4 000₽




Диаметр абатмента	P/H	G/H	Артикул
Ø 6,5 мм	7 мм	1,0 мм	DSCA6510N7PCTS
		1,5 мм	DSCA6515N7PCTS
		2,0 мм	DSCA6520N7PCTS
		2,5 мм	DSCA6525N7PCTS
		3,5 мм	DSCA6535N7PCTS
		4,5 мм	DSCA6545N7PCTS
		5,5 мм	DSCA6555N7PCTS

Винт абатмента в комплекте [DSAS]

3 300₽

3 700₽



4 000₽




Угловой абатмент (стандартный)

- Для одиночных и мостовидных реставраций при отклонении оси имплантата от оси будущего протеза
- Рекомендуемый торк:
20 Нсм для узкой платформы;
30 Нсм для стандартной платформы
- Комплектация:
абатмент + винт
- Устанавливается вручную с помощью шестигранной отвертки 1,25 мм

С шестигранником / Без шестигранника




Винт абатмента




**Артикул:
DSAS**

Стандартный винт предназначен для фиксации стандартных абатментов и ортопедических конструкций к имплантатам стандартной платформы.



**Артикул:
DSAS1**

Винт углового абатмента предназначен для фиксации угловых абатментов с шейкой 1 мм.



**Артикул:
DSASS**

Узкий винт предназначен для фиксации абатментов и ортопедических конструкций к имплантатам узкой платформы.

Угловой абатмент | узкий (угол 15°)


Диаметр абатмента	Угол	G/H	Тип	Артикул
Ø 4,0 мм	15°	2 мм	Hex	DSAAS40152HTS
			Non Hex	DSAAS40152NTS
		4 мм	Hex	DSAAS40154HTS
			Non Hex	DSAAS40154NTS

Винт абатмента в комплекте [DSASS]

4 000₽

4 500₽

4 900₽



Угловой абатмент | стандартный/широкий (угол 15°)


Диаметр абатмента	Угол	G/H	Тип	Артикул
Ø 4,5 мм	15°	1 мм	Hex	DSAA45151HCTS
			Non Hex	DSAA45151NHCTS
		2 мм	Hex	DSAA45152HCTS
			Non Hex	DSAA45152NHCTS
		4 мм	Hex	DSAA45154HCTS
			Non Hex	DSAA45154NHCTS

Винт абатмента в комплекте:
- DSAS1 — только для G/H 1 мм;
- DSAS — для G/H 2 и 4 мм.

4 000₽

4 500₽

4 900₽




Диаметр абатмента	Угол	G/H	Тип	Артикул
Ø 5,5 мм	15°	1 мм	Hex	DSAA55151HCTS
			Non Hex	DSAA55151NHCTS
		2 мм	Hex	DSAA55152HCTS
			Non Hex	DSAA55152NHCTS
		4 мм	Hex	DSAA55154HCTS
			Non Hex	DSAA55154NHCTS

Винт абатмента в комплекте:
- DSAS1 — только для G/H 1 мм;
- DSAS — для G/H 2 и 4 мм.

4 000₽

4 500₽

4 900₽




Диаметр абатмента	Угол	G/H	Тип	Артикул
Ø 6,5 мм	15°	1 мм	Hex	DSAA65151HCTS
			Non Hex	DSAA65151NHCTS
		2 мм	Hex	DSAA65152HCTS
			Non Hex	DSAA65152NHCTS
		4 мм	Hex	DSAA65154HCTS
			Non Hex	DSAA65154NHCTS

Винт абатмента в комплекте:
- DSAS1 — только для G/H 1 мм;
- DSAS — для G/H 2 и 4 мм.

4 000₽

4 500₽

4 900₽



Угловой абатмент | стандартный/широкий (угол 25°)


Диаметр абатмента	Угол	G/H	Тип	Артикул
Ø 4,5 мм	25°	1 мм	Hex	DSAA45251HCTS
			Non Hex	DSAA45251NHCTS
		2 мм	Hex	DSAA45252HCTS
			Non Hex	DSAA45252NHCTS
		4 мм	Hex	DSAA45254HCTS
			Non Hex	DSAA45254NHCTS

Винт абатмента в комплекте:
 - DSAS1 — только для G/H 1 мм;
 - DSAS — для G/H 2 и 4 мм.

4 000₽

4 500₽

4 900₽




Диаметр абатмента	Угол	G/H	Тип	Артикул
Ø 5,5 мм	25°	1 мм	Hex	DSAA55251HCTS
			Non Hex	DSAA55251NHCTS
		2 мм	Hex	DSAA55252HCTS
			Non Hex	DSAA55252NHCTS
		4 мм	Hex	DSAA55254HCTS
			Non Hex	DSAA55254NHCTS

Винт абатмента в комплекте:
 - DSAS1 — только для G/H 1 мм;
 - DSAS — для G/H 2 и 4 мм.

4 000₽

4 500₽

4 900₽




Диаметр абатмента	Угол	G/H	Тип	Артикул
Ø 6,5 мм	25°	1 мм	Hex	DSAA65251HCTS
			Non Hex	DSAA65251NHCTS
		2 мм	Hex	DSAA65252HCTS
			Non Hex	DSAA65252NHCTS
		4 мм	Hex	DSAA65254HCTS
			Non Hex	DSAA65254NHCTS

Винт абатмента в комплекте:
 - DSAS1 — только для G/H 1 мм;
 - DSAS — для G/H 2 и 4 мм.

4 000₽


4 500₽

4 900₽



UCLA-абатмент

- Для изготовления индивидуальных ортопедических конструкций
- Рекомендуемый торк:
20 Нсм для узкой платформы;
30 Нсм для стандартной платформы
- Установка: вручную с помощью шестигранной отвертки 1,25 мм
- Комплектация:
абатмент + винт



с шестигранником



без шестигранника

UCLA-абатмент с кобальт-хромовым основанием | узкий


Диаметр абатмента	Тип	Артикул
Ø 4,0 мм	Hex	DSCUASHS
	Non Hex	DSCUASNS

Винт абатмента в комплекте [DSASS]

4 000₽

4 500₽

4 900₽



UCLA-абатмент с кобальт-хромовым основанием | стандартный/широкий


Диаметр абатмента	Тип	Артикул
Ø 4,5 мм	Hex	DSCUAHS
	Non Hex	DSCUANS

Винт абатмента в комплекте [DSAS]

4 000₽

4 500₽

4 900₽




Временный абатмент

- Для временного протезирования с немедленной нагрузкой после установки имплантата
- **Рекомендуемый торк:**
20 Нсм для узкой платформы;
30 Нсм для стандартной платформы
- Комплектация:
абатмент + винт
- Устанавливается вручную с помощью шестигранной отвертки 1,25 мм

С шестигранником / Без шестигранника

Высота
рабочей
части
(Р/Н)

Высота
шейки
(G/H)



Пластиковый



Титановый

Временный абатмент | узкий

Диаметр абатмента	Материал	Тип	Артикул
Ø 4,0 мм	Титан	Hex	DSTAS40HS
		Non Hex	DSTAS40NS
	Пластик	Hex	DSPTS40HS
		Non Hex	DSPTS40NS

Винт абатмента в комплекте [DSASS]

2 700₽

3 000₽

3 300₽



Временный абатмент | стандартный/широкий


Диаметр абатмента	Материал	Тип	Артикул
Ø 4,5 мм	Титан	Hex	DSTA45HS
		Non Hex	DSTA45NS
	Пластик	Hex	DSPT45HS
		Non Hex	DSPT45NS

Винт абатмента в комплекте [DSAS]

2 700₽

3 000₽

3 300₽




Диаметр абатмента	Материал	Тип	Артикул
Ø 5,5 мм	Титан	Hex	DSTA55HS
		Non Hex	DSTA55NS
	Пластик	Hex	DSPT55HS
		Non Hex	DSPT55NS

Винт абатмента в комплекте [DSAS]

2 700₽

3 000₽

3 300₽




Диаметр абатмента	Материал	Тип	Артикул
Ø 6,5 мм	Титан	Hex	DSTA65HS
		Non Hex	DSTA65NS
	Пластик	Hex	DSPT65HS
		Non Hex	DSPT65NS

Винт абатмента в комплекте [DSAS]

2 700₽

3 000₽

3 300₽




Слепочный трансфер (стандартный)


- Для точной передачи положения имплантата на рабочую модель при снятии оттиска
- **Закрытая ложка:** для одиночных реставраций
- **Открытая ложка:** максимальная точность при множественных реставрациях
- Комплектация: абатмент + винт титановый
- Устанавливается вручную с помощью шестигранной отвертки 1,25 мм

С шестигранником / Без шестигранника

Закрытая ложка



Открытая ложка



Слепочный трансфер, открытая ложка


Диаметр абатмента	Тип	Высота	Артикул
Ø 4,0 мм	Hex	Короткий	DSIHS40SS
		Длинный	DSIHS40LS
	Non Hex	Короткий	DSINS40SS
		Длинный	DSINS40LS

Винт абатмента в комплекте:
 - DSGPS10 - для коротких;
 - DSGPS15 - для длинных.

2 250₽

2 500₽

2 750₽



Диаметр абатмента	Тип	Высота	Артикул
Ø 4,5 мм	Hex	Короткий	DSIH45SS
		Длинный	DSIH45LS
	Non Hex	Короткий	DSIN45SS
		Длинный	DSIN45LS

Винт абатмента в комплекте:
 - DSGP11 - для коротких;
 - DSGP19 - для длинных.

2 250₽

2 500₽

2 750₽



Диаметр абатмента	Тип	Высота	Артикул
Ø 5,5 мм	Hex	Короткий	DSIH55SS
		Длинный	DSIH55LS
	Non Hex	Короткий	DSIN55SS
		Длинный	DSIN55LS

Винт абатмента в комплекте:
 - DSGP11 - для коротких;
 - DSGP19 - для длинных.

2 250₽

2 500₽

2 750₽



Диаметр абатмента	Тип	Высота	Артикул
Ø 6,5 мм	Hex	Короткий	DSIH65SS
		Длинный	DSIH65LS
	Non Hex	Короткий	DSIN65SS
		Длинный	DSIN65LS

Винт абатмента в комплекте:
 - DSGP11 - для коротких;
 - DSGP19 - для длинных.

2 250₽

2 500₽

2 750₽



Слепочный трансфер, закрытая ложка

Диаметр абатмента	Тип	Высота	Артикул
Ø 4,0 мм	Hex	Короткий	DSITHS40SS
		Длинный	DSITHS40LS
	Non Hex	Короткий	DSITNS40SS
		Длинный	DSITNS40LS

Винт абатмента в комплекте:

- DSTSS - для коротких;
- DSTSL - для длинных.

2 250₽

2 500₽

2 750₽



Диаметр абатмента	Тип	Высота	Артикул
Ø 4,5 мм	Hex	Короткий	DSITH45SS
		Длинный	DSITH45LS
	Non Hex	Короткий	DSITN45SS
		Длинный	DSITN45LS

Винт абатмента в комплекте:

- DSTS - для коротких;
- DSTL - для длинных.

2 250₽

2 500₽

2 750₽



Диаметр абатмента	Тип	Высота	Артикул
Ø 5,5 мм	Hex	Короткий	DSITH55SS
		Длинный	DSITH55LS
	Non Hex	Короткий	DSITN55SS
		Длинный	DSITN55LS

Винт абатмента в комплекте:

- DSTS - для коротких;
- DSTL - для длинных.

2 250₽

2 500₽

2 750₽



Диаметр абатмента	Тип	Высота	Артикул
Ø 6,5 мм	Hex	Короткий	DSITH65SS
		Длинный	DSITH65LS
	Non Hex	Короткий	DSITN65SS
		Длинный	DSITN65LS

Винт абатмента в комплекте:

- DSTS - для коротких;
- DSTL - для длинных.


2 250₽

2 500₽

2 750₽



Мульти Юнит абатменты





Протезирование
на Мульти Юнит абатментах
постоянная реставрация



МЮ Цилиндр с кобальт-хромовым основанием



Протезирование
на Мульти Юнит абатментах
временная реставрация



МЮ временный цилиндр




Снятие оттисков



Слепочный трансфер
для закрытой ложки



Лабораторный аналог
МЮ



Слепочный трансфер
для открытой ложки



Установка
Мульти Юнит абатментов




защитный колпачок
МЮ



Прямой

Мульти Юнит абатмент



Угловой
17° - 30°



Хирургический этап



Заглушка



Формирователь десны



AXEL



SQ



OneQ

Цифровой протокол




Протезирование
на Мульти Юнит абатментах



Сканирование



цифровой лабораторный
аналог МЮ



Сканбоди



Сканбоди PRO



Установка
Мульти Юнит абатментов



защитный колпачок
МЮ



Прямой



Угловой
17° - 30°

Мульти Юнит абатмент



Хирургический этап



Заглушка



Формирователь десны



AXEL



SQ



OneQ

Мульти Юнит система

Для винтовой фиксации несъемных и условно-съемных конструкций при частичной и полной адентии, включая протоколы All-on-X


- ❗ Наличие прямых и угловых Мульти Юнит абатментов для узкой платформы
- **Рекомендуемый торк:**
20 Нсм для узкой платформы;
30 Нсм для стандартной платформы
- Комплектация:
- прямой абатмент + держатель
- угловой абатмент + винт
+ держатель
- Устанавливается вручную с помощью шестигранной отвертки 1,25 мм

Большой диапазон высоты десны (G/H)

Прямой — 1.5 / 2.5 / 3.5 / 4.5 / 5.5 мм

Угловой 17° — 1.5 / 2.5 / 3.5 / 4.5 мм

Угловой 30° — 1.5 / 2.5 / 3.5 / 4.5 мм



Видеообзор



МЮ прямой абатмент с держателем


Узкий

Диаметр	Высота десны	Артикул
Ø 4,8 мм	1,5 мм	DSMUSN15S
	2,5 мм	DSMUSN25S
	3,5 мм	DSMUSN35S
	4,5 мм	DSMUSN45S
	5,5 мм	DSMUSN55S

3 750₽

4 150₽

4600₽




Стандартный

Диаметр	Высота десны	Артикул
Ø 4,8 мм	1,5 мм	DSMUS15S
	2,5 мм	DSMUS25S
	3,5 мм	DSMUS35S
	4,5 мм	DSMUS45S
	5,5 мм	DSMUS55S

3 750₽

4 150₽

4600₽



МЮ угловой абатмент с держателем и винтом

Узкий


Диаметр	Тип	Угол наклона	Высота десны 1	Высота десны 2	Артикул
Ø 4,8 мм	2Hex 1,7	17°	1,5 мм	3 мм	DSMUAN1715S
			2,5 мм	4 мм	DSMUAN1725S
			3,5 мм	5 мм	DSMUAN1735S
			4,5 мм	6 мм	DSMUAN1745S
		30°	1,5 мм	4 мм	DSMUAN3015S
			2,5 мм	5 мм	DSMUAN3025S
			3,5 мм	6 мм	DSMUAN3035S
			4,5 мм	7 мм	DSMUAN3045S

Винт в комплекте [DSMUS]

3 750₽

4 150₽

4600₽



Стандартный


Диаметр	Тип	Угол наклона	Высота десны 1	Высота десны 2	Артикул
Ø 4,8 мм	Hex 2,5	17°	1,5 мм	3 мм	DSMUA1715S
			2,5 мм	4 мм	DSMUA1725S
			3,5 мм	5 мм	DSMUA1735S
			4,5 мм	6 мм	DSMUA1745S
		30°	1,5 мм	4 мм	DSMUA3015S
			2,5 мм	5 мм	DSMUA3025S
			3,5 мм	6 мм	DSMUA3035S
			4,5 мм	7 мм	DSMUA3045S

Винт в комплекте [DSMUS]

3 750₽

4 150₽

4600₽



МЮ Ручная отвертка

Артикул DSMUSD

3 950₽

4 400₽

4 850₽

Для установки прямых Мульти Юнит абатментов




МЮ слепочный трансфер

	Артикул
МЮ слепочный трансфер для закрытой ложки с винтом	DSMUTICSS
МЮ слепочный трансфер для открытой ложки с винтом	DSMUPICSS

2 390₽

2 650₽

2 950₽



МЮ Цилиндр

МЮ цилиндр с кобальт-хромовым основанием с винтом

DSMUCCS

3 950₽

4 400₽

4 850₽




МЮ временный цилиндр с винтом

DSMUTCS

2 400₽

2 700₽

3 000₽



Винт для МЮ цилиндра


Артикул DSMUCS

1 150₽

1 300₽

1 450₽

Для фиксации цилиндров системы Мульти Юнит



Винт для МЮ углового абатмента

Артикул DSMUS

1 150₽

1 300₽

1 450₽

Для фиксации угловых абатментов системы Мульти Юнит



МЮ защитный колпачок с встроенным винтом

Артикул	DSMUHC
	DSMUHC58
	DSMUHC68
1 780₽2 000₽2 200₽	



МЮ лабораторный аналог

	Артикул
Цельный	DSMUSDL
Двухкомпонентный	DSMU DL
1 150₽1 300₽1 450₽	



Титановое основание для МЮ абатментов

Артикул	DSMUTBSS
	DSMUTBLS
В комплекте с винтом [DSMUSS]	
2 280₽2 550₽2 800₽	




Сканбоди с уровня МЮ

Артикул	DSMUSBSS
	DSMUSBLS
В комплекте с винтом [DSMUSS]	
2 420₽2 700₽3 000₽	



Цифровые абатменты





Протезирование



Титановое основание



Сканирование



Цифровой лабораторный аналог



Сканбоди



Сканбоди PRO



Хирургический этап



Заглушка



Формирователь десны



AXEL



SQ



OneQ

Скан формирователь десны

- Для создания оптимального профиля заживления мягких тканей и точного цифрового планирования протезирования
- **Рекомендуемый торк:**
10 Нсм для узкой и стандартной платформы
- Устанавливается вручную с помощью шестигранной отвертки 1,25 мм



Видеообзор




Использование сканируемого формирователя позволяет избежать повторного вмешательства, связанного с заменой традиционного формирователя десны на сканбоди. Это снижает риск травматизации тканей и сокращает время заживления.

Диаметр	Высота шейки	Артикул
Ø 4,8 мм	2,0 мм	DSSH4820S
	3,0 мм	DSSH4830S
	4,0 мм	DSSH4840S
	5,0 мм	DSSH4850S
Ø 5,8 мм	4,0 мм	DSSH5840S
	5,0 мм	DSSH5850S
Ø 6,8 мм	4,0 мм	DSSH6840S

2 380₽

2 650₽

2 900₽



Сканбоди

- Для точной передачи положения имплантата при цифровом сканировании

- Комплектация: сканбоди + винт



Винт для сканбоди



Артикул: DSSBSS

Узкий винт предназначен для фиксации сканбоди к имплантатам узкой платформы.



Артикул: DSSBS

Стандартный винт предназначен для фиксации сканбоди к имплантатам стандартной платформы.

Узкий

Диаметр	Длина	Артикул
Ø 4,0 мм	8 мм	DSSBNSS
	12 мм	DSSBNLS
	16 мм	DSSBNELS

Винт в комплекте [DSSBSS]

2 300₽

2 600₽

2 800₽



Стандартный


Диаметр	Длина	Артикул
Ø 4,5 мм	8 мм	DSSBRSS
	12 мм	DSSBRLS
	16 мм	DSSBRELS

Винт в комплекте [DSSBS]

2 300₽

2 600₽

2 800₽



Сканбоди PRO

Сканбоди PRO - система сканмаркеров и направляющих пинов, которые создают дополнительные геометрические ориентиры для сканера. Это помогает сохранять ориентацию при сканировании дуги и получать более точные и воспроизводимые цифровые данные.



Подходит для сложных случаев:

- Одномоментная имплантация в широкую лунку
- All-on-X протезирование



Пины для Сканбоди PRO



Высота	Тип	Диаметр	Артикул
8,0 мм	Полукруглый	Ø 4,0 мм	DSSBSBC4

1 800₽

2 100₽

2 300₽



Высота	Тип	Диаметр	Артикул
8,0 мм	Треугольный	Ø 4,0 мм	DSSBSBT4

1 880₽

2 100₽

2 300₽

Видеообзор



Высота	Тип	Диаметр	Артикул
8,0 мм	Квадратный	Ø 3,0 мм	DSSBSBQ
		Ø 4,0 мм	DSSBSBQ4

1 800₽

2 100₽

2 300₽



Высота	Тип	Диаметр	Артикул
8,0 мм	Шестигранный	Ø 3,0 мм	DSSBSBH
		Ø 4,0 мм	DSSBSBH4

1 800₽

2 100₽

2 300₽

Элементы для точного сканирования

Сканбоди PRO с уровня Мульти Юнита



Высота	Диаметр	Артикул
10,0 мм	Ø 4,5 мм	DSMUSBLFS

2 500₽

2 800₽

3 100₽

Сканбоди PRO с уровня имплантата



Высота	Тип платформы	Артикул
12,0 мм	Узкая Ø 4,0 мм	DSSBNLFS
	Стандартная Ø 4,5 мм	DSSBRLFS

2 500₽

2 800₽

3 100₽

Кейс для Сканбоди PRO

Оптимальное решение для хранения и стерилизации компонентов системы точного сканирования

Артикул	DSBPK
---------	-------

4 750₽

5 300₽

5 800₽



Цифровой лабораторный аналог

Цифровые лабораторные аналоги применяются для изготовления моделей на 3D-принтере

Тип платформы	Артикул
Узкая Ø 4,0 мм	DSDLANS
Стандартная Ø 4,5 мм	DSDLARS

2 000₽

2 200₽

2 500₽



Цифровые библиотеки DENTIS


Используйте готовые библиотеки компонентов DENTIS для точного цифрового проектирования реставраций

exocad
zshape




Титановое основание

- Для изготовления индивидуальных циркониевых абатментов с использованием CAD/CAM-технологий
- **Рекомендуемый торк:**
20 Нсм для узкой платформы;
30 Нсм для стандартной платформы
- Комплектация:
титановое основание + винт




Винт абатмента



Артикул: DSAS

Стандартный винт предназначен для фиксации стандартных абатментов и ортопедических конструкций к имплантатам стандартной платформы.



Артикул: DSASS

Узкий винт предназначен для фиксации абатментов и ортопедических конструкций к имплантатам узкой платформы.

Узкий


Диаметр абатмента	Тип	G/H	Артикул
Ø 4,0 мм	Hex	1,0 мм	DSLAN401045HS
		2,0 мм	DSLAN402045HS
		3,5 мм	DSLAN403545HS
		5,0 мм	DSLAN405045HS
	Non Hex	1,0 мм	DSLAN401045NS
		2,0 мм	DSLAN402045NS
		3,5 мм	DSLAN403545NS
		5,0 мм	DSLAN405045NS

Винт абатмента в комплекте [DSASS]

2 450₽

2 700₽

3 000₽



Стандартный


Диаметр абатмента	Тип	G/H	Артикул
Ø 4,8 мм	Hex	1,0 мм	DSLAR481045HS
		2,0 мм	DSLAR482045HS
		3,5 мм	DSLAR483545HS
		5,0 мм	DSLAR485045HS
	Non Hex	1,0 мм	DSLAR481045NS
		2,0 мм	DSLAR482045NS
		3,5 мм	DSLAR483545NS
		5,0 мм	DSLAR485045NS

Винт абатмента в комплекте [DSAS]


2 450₽

2 700₽

3 000₽




O-Ring абатменты



Аналоговый протокол с уровня имплантата



Фиксация готовой конструкции



Ответная часть
O-Ring абатмента



Резиновое кольцо
O-Ring



Изготовление съемной конструкции



Лабораторный аналог O-Ring



Установка O-ring абатмента



Абатмент O-Ring



Хирургический этап



Заглушка



Формирователь десны




AXEL



SQ



OneQ



O-Ring абатмент

- Для надежной фиксации полных и частичных съемных протезов на имплантатах
- **Рекомендуемый торк:**
20 Нсм для узкой платформы;
30 Нсм для стандартной платформы
- Устанавливается вручную с помощью отвертки для абатмента O-Ring


Абатмент O-Ring | узкий

Диаметр абатмента	G/H	Артикул
Ø 3,5 mm	2,0 mm	DSORAS20
	4,0 mm	DSORAS40
	5,0 mm	DSORAS50
	6,0 mm	DSORAS60

4 800₽

5 350₽

5 900₽




Абатмент O-Ring | стандартный/широкий

Диаметр абатмента	G/H	Артикул
Ø 3,4 mm	0 5 mm	DSORA00
		DSORA50
		DSORA60

4 800₽

5 350₽

5 900₽



Диаметр абатмента	G/H	Артикул
Ø 4,5 mm	2,0 mm	DSORA20
	4,0 mm	DSORA40

4 800₽

5 350₽

5 900₽



Лабораторный аналог O-Ring

Артикул	DOLA	1 000₽	1 150₽	1 250₽
---------	------	--------	--------	--------



Ручная отвёртка O-Ring

	Артикул			
Короткая	DORADS	3 600₽	4 000₽	4 500₽
Длинная	DORADL			



Ответная часть O-Ring абатмента открытого типа

Артикул	DORS	2 650₽	3 000₽	3 250₽
---------	------	--------	--------	--------



4N



6N

Ответная часть O-Ring абатмента закрытого типа

Артикул	DORCS	2 650₽	3 000₽	3 250₽
---------	-------	--------	--------	--------



4N



6N

Кольцо O-Ring

	Артикул			
Чёрный цвет	DOAO100	1 000₽	1 150₽	1 250₽
Красный цвет	DOAO400			
Оранжевый цвет	DOAO800			




4N



6N


S-line абатменты





Линейка абатментов **S-line** разработана с учётом биологических принципов формирования мягких тканей и сохранения уровня кости

S-line — новое решение для создания биологически правильной десневой манжеты, гармоничного профиля прорезывания и достижения долгосрочной стабильности имплантатов




Анатомическая форма S-line:

Дополнительное пространство для мягких тканей



Гармоничный профиль прорезывания



- Способствует формированию стабильной биологической ширины
- Снижает давление на костный гребень и способствует сохранению объёма кости
- Соответствует принципам концепции Zero Bone Loss

Видеообзор




Данные подтверждены систематическими обзорами и клиническими исследованиями [Mangano et al., 2018; Linkevicius et al., 2017]

Формирователь десны



S-LINE
ABUTMENT

- Устанавливается вручную с помощью шестигранной отвертки 1,25 мм
- **Рекомендуемый торк:**
10 Нсм для узкой и стандартной платформы



Основные особенности:

- Вогнутый профиль
- Менее давления на костный гребень
- Дополнительное пространство для мягких тканей
- Более естественное формирование десневой манжеты




Формирователь десны

Диаметр формирователя	G/H	Артикул
Ø 4,8 мм	2,0 мм	DSHZ4820
	3,0 мм	DSHZ4830
	4,0 мм	DSHZ4840
	5,0 мм	DSHZ4850
	6,0 мм	DSHZ4860
	7,0 мм	DSHZ4870

1 450₽

1 650₽

1 850₽




Диаметр формирователя	G/H	Артикул
Ø 5,8 мм	2,0 мм	DSHZ5820
	3,0 мм	DSHZ5830
	4,0 мм	DSHZ5840
	5,0 мм	DSHZ5850
	6,0 мм	DSHZ5860
	7,0 мм	DSHZ5870

1 450₽

1 650₽

1 850₽




Диаметр формирователя	G/H	Артикул
Ø 6,8 мм	2,0 мм	DSHZ6820
	3,0 мм	DSHZ6830
	4,0 мм	DSHZ6840
	5,0 мм	DSHZ6850
	6,0 мм	DSHZ6860
	7,0 мм	DSHZ6870

1 450₽

1 650₽

1 850₽




Диаметр формирователя	G/H	Артикул
Ø 7,8 мм	2,0 мм	DSHZ7820
	3,0 мм	DSHZ7830
	4,0 мм	DSHZ7840
	5,0 мм	DSHZ7850
	6,0 мм	DSHZ7860
	7,0 мм	DSHZ7870

1 450₽

1 650₽

1 850₽




Прямой абатмент



- Для одиночных и мостовидных реставраций при правильной оси установки имплантата
- **Рекомендуемый торк:**
20 Нсм для узкой платформы;
30 Нсм для стандартной платформы
- Комплектация:
абатмент + винт титановый
- Устанавливается вручную с помощью шестигранной отвертки 1,25 мм

С шестигранником / Без шестигранника



Винт абатмента



Артикул: 2DSAS

Винт S-line предназначен для фиксации прямых и угловых абатментов S-line к имплантатам стандартной платформы.

Прямой абатмент | стандартный/широкий (с шестигранником)


Диаметр абатмента	Р/Н	Г/Н	Артикул
Ø 4,5 мм	5,5 мм	2,0 мм	DSCAZ4520HHCTS
		3,0 мм	DSCAZ4530HHCTS
		4,0 мм	DSCAZ4540HHCTS
		5,0 мм	DSCAZ4550HHCTS

Винт абатмента в комплекте [2DSAS]

3 300₽

3 700₽

4 000₽




Диаметр абатмента	Р/Н	Г/Н	Артикул
Ø 5,5 мм	5,5 мм	2,0 мм	DSCAZ5520HHCTS
		3,0 мм	DSCAZ5530HHCTS
		4,0 мм	DSCAZ5540HHCTS
		5,0 мм	DSCAZ5550HHCTS

Винт абатмента в комплекте [2DSAS]

3 300₽

3 700₽

4 000₽




Диаметр абатмента	Р/Н	Г/Н	Артикул
Ø 6,5 мм	5,5 мм	2,0 мм	DSCAZ6520HHCTS
		3,0 мм	DSCAZ6530HHCTS
		4,0 мм	DSCAZ6540HHCTS
		5,0 мм	DSCAZ6550HHCTS

Винт абатмента в комплекте [2DSAS]

3 300₽

3 700₽

4 000₽




Диаметр абатмента	Р/Н	Г/Н	Артикул
Ø 7,5 мм	5,5 мм	2,0 мм	DSCAZ7520HHCTS
		3,0 мм	DSCAZ7530HHCTS
		4,0 мм	DSCAZ7540HHCTS
		5,0 мм	DSCAZ7550HHCTS

Винт абатмента в комплекте [2DSAS]

3 300₽

3 700₽

4 000₽



Прямой абатмент | стандартный/широкий (с шестигранником)


Диаметр абатмента	Р/Н	Г/Н	Артикул
Ø 4,5 мм	7,0 мм	2,0 мм	DSCAZ45207HHCTS
		3,0 мм	DSCAZ45307HHCTS
		4,0 мм	DSCAZ45407HHCTS
		5,0 мм	DSCAZ45507HHCTS

Винт абатмента в комплекте [2DSAS]

3 300₽

3 700₽

4 000₽




Диаметр абатмента	Р/Н	Г/Н	Артикул
Ø 5,5 мм	7,0 мм	2,0 мм	DSCAZ55207HHCTS
		3,0 мм	DSCAZ55307HHCTS
		4,0 мм	DSCAZ55407HHCTS
		5,0 мм	DSCAZ55507HHCTS

Винт абатмента в комплекте [2DSAS]

3 300₽

3 700₽

4 000₽




Диаметр абатмента	Р/Н	Г/Н	Артикул
Ø 6,5 мм	7,0 мм	2,0 мм	DSCAZ65207HHCTS
		3,0 мм	DSCAZ65307HHCTS
		4,0 мм	DSCAZ65407HHCTS
		5,0 мм	DSCAZ65507HHCTS

Винт абатмента в комплекте [2DSAS]

3 300₽

3 700₽

4 000₽



Диаметр абатмента	Р/Н	Г/Н	Артикул
Ø 7,5 мм	7,0 мм	2,0 мм	DSCAZ75207HHCTS
		3,0 мм	DSCAZ75307HHCTS
		4,0 мм	DSCAZ75407HHCTS
		5,0 мм	DSCAZ75507HHCTS

Винт абатмента в комплекте [2DSAS]

3 300₽

3 700₽

4 000₽



Прямой абатмент | стандартный/широкий (без шестигранника)


Диаметр абатмента	Р/Н	Г/Н	Артикул
Ø 4,5 мм	5,5 мм	2,0 мм	DSCAZ4520NHCTS
		3,0 мм	DSCAZ4530NHCTS
		4,0 мм	DSCAZ4540NHCTS
		5,0 мм	DSCAZ4550NHCTS

Винт абатмента в комплекте [2DSAS]

3 300₽

3 700₽

4 000₽




Диаметр абатмента	Р/Н	Г/Н	Артикул
Ø 5,5 мм	5,5 мм	2,0 мм	DSCAZ5520NHCTS
		3,0 мм	DSCAZ5530NHCTS
		4,0 мм	DSCAZ5540NHCTS
		5,0 мм	DSCAZ5550NHCTS

Винт абатмента в комплекте [2DSAS]

3 300₽

3 700₽

4 000₽




Диаметр абатмента	Р/Н	Г/Н	Артикул
Ø 6,5 мм	5,5 мм	2,0 мм	DSCAZ6520NHCTS
		3,0 мм	DSCAZ6530NHCTS
		4,0 мм	DSCAZ6540NHCTS
		5,0 мм	DSCAZ6550NHCTS

Винт абатмента в комплекте [2DSAS]

3 300₽

3 700₽

4 000₽




Диаметр абатмента	Р/Н	Г/Н	Артикул
Ø 7,5 мм	5,5 мм	2,0 мм	DSCAZ7520NHCTS
		3,0 мм	DSCAZ7530NHCTS
		4,0 мм	DSCAZ7540NHCTS
		5,0 мм	DSCAZ7550NHCTS

Винт абатмента в комплекте [2DSAS]

3 300₽

3 700₽

4 000₽





Угловой абатмент



- Для одиночных и мостовидных реставраций при отклонении оси имплантата от оси будущего протеза
- **Рекомендуемый торк:**
20 Нсм для узкой платформы;
30 Нсм для стандартной платформы
- Комплектация:
абатмент + винт титановый
- Устанавливается вручную с помощью шестигранной отвертки 1,25 мм

С шестигранником / Без шестигранника



Винт абатмента



Артикул: 2DSAS

Винт S-line предназначен для фиксации прямых и угловых абатментов S-line к имплантатам стандартной платформы.

Угловой абатмент | стандартный/широкий (угол 15°)


Диаметр абатмента	Угол	G/H	Тип	Артикул
Ø 4,5 мм	15°	3,0 мм	Hex	DSAAZ451537HCTS
			Non Hex	DSAAZ451537NHCTS
		4,0 мм	Hex	DSAAZ451547HCTS
			Non Hex	DSAAZ451547NHCTS
		5,5 мм	Hex	DSAAZ451557HCTS
			Non Hex	DSAAZ451557NHCTS
		7,0 мм	Hex	DSAAZ451577HCTS
			Non Hex	DSAAZ451577NHCTS

Винт абатмента в комплекте [2DSAS]

4 000₽

4 500₽

4 900₽




Диаметр абатмента	Угол	G/H	Тип	Артикул
Ø 5,5 мм	15°	3,0 мм	Hex	DSAAZ551537HCTS
			Non Hex	DSAAZ551537NHCTS
		4,0 мм	Hex	DSAAZ551547HCTS
			Non Hex	DSAAZ551547NHCTS
		5,5 мм	Hex	DSAAZ551557HCTS
			Non Hex	DSAAZ551557NHCTS
		7,0 мм	Hex	DSAAZ551577HCTS
			Non Hex	DSAAZ551577NHCTS

Винт абатмента в комплекте [2DSAS]

4 000₽

4 500₽

4 900₽




Диаметр абатмента	Угол	G/H	Тип	Артикул
Ø 6,5 мм	15°	3,0 мм	Hex	DSAAZ651537HCTS
			Non Hex	DSAAZ651537NHCTS
		4,0 мм	Hex	DSAAZ651547HCTS
			Non Hex	DSAAZ651547NHCTS
		5,5 мм	Hex	DSAAZ651557HCTS
			Non Hex	DSAAZ651557NHCTS
		7,0 мм	Hex	DSAAZ651577HCTS
			Non Hex	DSAAZ651577NHCTS

Винт абатмента в комплекте [2DSAS]

4 000₽

4 500₽

4 900₽



Угловой абатмент | стандартный/широкий (угол 25°)


Диаметр абатмента	Угол	G/H	Тип	Артикул
Ø 4,5 мм	25°	3,0 мм	Hex	DSAAZ452537HCTS
			Non Hex	DSAAZ452537NHCTS
		4,0 мм	Hex	DSAAZ452547HCTS
			Non Hex	DSAAZ452547NHCTS
		5,5 мм	Hex	DSAAZ4525557HCTS
			Non Hex	DSAAZ4525557NHCTS
		7,0 мм	Hex	DSAAZ452577HCTS
			Non Hex	DSAAZ452577NHCTS

Винт абатмента в комплекте [2DSAS]

4 000₽

4 500₽

4 900₽




Диаметр абатмента	Угол	G/H	Тип	Артикул
Ø 5,5 мм	25°	3,0 мм	Hex	DSAAZ552537HCTS
			Non Hex	DSAAZ552537NHCTS
		4,0 мм	Hex	DSAAZ552547HCTS
			Non Hex	DSAAZ552547NHCTS
		5,5 мм	Hex	DSAAZ5525557HCTS
			Non Hex	DSAAZ5525557NHCTS
		7,0 мм	Hex	DSAAZ552577HCTS
			Non Hex	DSAAZ552577NHCTS

Винт абатмента в комплекте [2DSAS]

4 000₽

4 500₽

4 900₽




Диаметр абатмента	Угол	G/H	Тип	Артикул
Ø 6,5 мм	25°	3,0 мм	Hex	DSAAZ652537HCTS
			Non Hex	DSAAZ652537NHCTS
		4,0 мм	Hex	DSAAZ652547HCTS
			Non Hex	DSAAZ652547NHCTS
		5,5 мм	Hex	DSAAZ6525557HCTS
			Non Hex	DSAAZ6525557NHCTS
		7,0 мм	Hex	DSAAZ652577HCTS
			Non Hex	DSAAZ652577NHCTS

Винт абатмента в комплекте [2DSAS]

4 000₽

4 500₽

4 900₽



*Уточняйте наличие размеров на складе у менеджера

Слепочный трансфер




- Для точной передачи положения имплантата на рабочую модель при снятии оттиска
- **Закрытая ложка:** для одиночных реставраций
- **Открытая ложка:** максимальная точность при множественных реставрациях
- Комплектация: абатмент + винт
- Устанавливается вручную с помощью шестигранной отвертки 1,25 мм

С шестигранником / Без шестигранника

Закрытая ложка



Открытая ложка



Слепочный трансфер, открытая ложка

Диаметр абатмента	Тип	Высота	Артикул
Ø 4,5 мм	Hex	Короткий	DSIHZ45SS
		Длинный	DSIHZ45LS
	Non Hex	Короткий	DSINZ45SS
		Длинный	DSINZ45LS

Винт абатмента в комплекте:

- DSGP15 — для коротких;

- DSGPS19 — для длинных

2 250₽

2 500₽

2 750₽



Диаметр абатмента	Тип	Высота	Артикул
Ø 5,5 мм	Hex	Короткий	DSIHZ55SS
		Длинный	DSIHZ55LS
	Non Hex	Короткий	DSINZ55SS
		Длинный	DSINZ55LS

Винт абатмента в комплекте:

- DSGP15 — для коротких;

- DSGPS19 — для длинных

2 250₽

2 500₽

2 750₽



Диаметр абатмента	Тип	Высота	Артикул
Ø 6,5 мм	Hex	Короткий	DSIHZ65SS
		Длинный	DSIHZ65LS
	Non Hex	Короткий	DSINZ65SS
		Длинный	DSINZ65LS

Винт абатмента в комплекте:


- DSGP15 — для коротких;

- DSGPS19 — для длинных

2 250₽

2 500₽

2 750₽



Слепочный трансфер, закрытая ложка

Диаметр абатмента	Тип	Высота	Артикул
Ø 4,5 мм	Hex	Короткий	DSITNZ45SS
		Длинный	DSITNZ45LS
	Non Hex	Короткий	DSITNZ45SS
		Длинный	DSITNZ45LS

Винт абатмента в комплекте:
 - DSTSZ — для коротких;
 - DSTLZ — для длинных

1 450₽

1 650₽

1 850₽



Диаметр абатмента	Тип	Высота	Артикул
Ø 5,5 мм	Hex	Короткий	DSITNZ55SS
		Длинный	DSITNZ55LS
	Non Hex	Короткий	DSITNZ55SS
		Длинный	DSITNZ55LS

Винт абатмента в комплекте:
 - DSTSZ — для коротких;
 - DSTLZ — для длинных

1 450₽

1 650₽

1 850₽



Диаметр абатмента	Тип	Высота	Артикул
Ø 6,5 мм	Hex	Короткий	DSITNZ65SS
		Длинный	DSITNZ65LS
	Non Hex	Короткий	DSITNZ65SS
		Длинный	DSITNZ65LS

Винт абатмента в комплекте:
 - DSTSZ — для коротких;
 - DSTLZ — для длинных

1 450₽

1 650₽

1 850₽



Хирургические наборы



Хирургический набор AXEL

Глубиномер
DPDG

Динамометрический
ключ
DTR




Артикул: DSANLK

Видеообзор




							Под заказ DSASTD2420	
							DSQSD2220	Под заказ
	DSQSD2207		DSASTD3807	DSASTD4207	DSASTD4607	DSASTD5007	DSASTD3820	DSACS38
	DSQSD2208		DSASTD3808	DSASTD4208	DSASTD4608	DSASTD5008	DSASTD4220	DSACS42
	DSQSD2210		DSASTD3810	DSASTD1210	DSASTD4610	DSASTD5010	DSASTD4620	DSACS46
DLINDST23	DSQSD2212	DSASTD2414	DSASTD3812	DSASTD4212	DSASTD4612	DSASTD5012	DSASTD5020	DSACS50
								
Фреза Линдемманна	Ступенчатые сверла						Развертка	



Удлинитель сверла	Пин параллельности	Машинный и ручной имплантоводы				Шестигранная отвертка	Направляющий пин	
		Узкий		Стандартный		1.25		
								
DDE	DSAPP	DSNDSS DSNDSL	DSRDSS DSRDSL	DSNDS DSNDL	DRMDSS DRMDSL	DRHDS125 DRHDL125	DSQPGPS	DSQPGPR


Протокол сверления AXEL




*Протокол сверления, нормальная кость (D2)



*Протокол сверления, мягкая кость (D3 и D4)



*Протокол сверления, плотная кость (D1)



Протокол сверления для длинных имплантатов AXEL Ø4,2 мм

Длинные имплантаты



Диаметр	Длина	Артикул
Ø 4,2 мм	15,5 мм	DSAFR4216S
	17,5 мм	DSAFR4218S

Протокол сверления

Кость D2 (Нормальная кость)


- Модифицированное расширенное сверление
- Сверло 20 мм: сверлить только апикальные 8–10 мм
- Стоппер: использовать стоппер на 8 или 10 мм

Кость D3/D4 (Мягкая кость)

- Стандартное недосверливание

Кость D1 (Твёрдая кость)

- Стандартное расширенное сверление



Протокол

Ø1.6-2.3	Ø2.2	Ø2.4	Ø3.8	Ø4.2	Ø4.6	Ø4.2, 15.5 мм
Сверло Линдемана	Начальное сверло	Начальное сверло	AXEL Сверло	AXEL Сверло	AXEL Сверло	Ø4.2, 17.5 мм

Протокол сверления для длинных имплантатов AXEL Ø4,6 мм

Длинные имплантаты



Диаметр	Длина	Артикул
Ø 4,6 мм	15,5 мм	DSAFR4616S
	17,5 мм	DSAFR4618S

Протокол сверления

Кость D2 (Нормальная кость)


- Модифицированное расширенное сверление
- **Сверло 20 мм:** сверлить только апикальные 8–10 мм
- **Стоппер:** использовать стоппер на 8 или 10 мм

Кость D3/D4 (Мягкая кость)


- Стандартное недосверливание

Кость D1 (Твёрдая кость)

- Стандартное расширенное сверление



Хирургический набор SQ




Артикул: DSQKN

Видеообзор



				Под заказ	Под заказ	Под заказ	Под заказ	
		DSQSD2207		DSQSTD3520	DSQSTD4020	DSQSTD4520	DSQSTD5020	
		DSQSD2208		DSQSTD3507	DSQSTD4007	DSQSTD4507	DSQSTD5007	
		DSQSD2210		DSQSTD3508	DSQSTD4008	DSQSTD4508	DSQSTD5008	
		DSQSD2212		DSQSTD3510	DSQSTD4010	DSQSTD4510	DSQSTD5010	
		DSQSD2214		DSQSTD3512	DSQSTD4012	DSQSTD4512	DSQSTD5012	
			DSQSTD2814	DSQSTD3514	DSQSTD4014	DSQSTD4514	DSQSTD5014	
DLINDST23	DDE							DSQCS35
								DSQCS40
								DSQCS45
								DSQCS50
								Под заказ
								
Фреза Линдемана	Удлинитель сверла	Сверла						Развертка




Пин параллельности (для сверла)	Имплантовод машинный и ручной				1.25 Hex-отвёртка	Пин параллельности (для имплантата)	
	Узкий		Стандартный				
							
DSQPP	DSNDSS DSNDSL	DSRDSS DSRDSL	DSNDL DSNDL	DRMDSS DRMDSL	DRHDS125 DRHDL125	DSQPGPS	DSQPGPR

Протокол сверления SQ


- Дизайн свёрл обеспечивает сверление на 0,6 мм глубже длины имплантата SQ
- Имплантат SQ устанавливается на 0,5 мм ниже уровня кости




*Протокол сверления, нормальная кость (D2)



*Протокол сверления, мягкая кость (D3/D4)



*Протокол сверления, плотная кость (D1)



Хирургический набор SQ SHORT&WIDE

DSQS04

DSQS05

DSQS06

DSQSD2206

DSQSTD4006

DSQSTD5006

DSQCSS50

DSQCSW60

DSQCSW70

DSQCSW80




+



Ограничители и держатели

Сверла

Развертка

Артикул: **DSQSWK**Имплантовод машинный
и ручной

Динамометрический ключ

Шестигранная ручная
отвертка 1.25DSNDS
DSNDLDRMDSS
DRMDSL


DTR

DRHDS125
DRHDL125

Нормальная кость

Твёрдая кость

Навигационный набор SQ Guide



Артикул: **DSQGK**

Видеообзор





Перфоратор
слизистой
оболочки



Фреза
для выравнивания
костного гребня



Направляющее
сверло



Удлинитель
сверла



Ступенчатое сверло




Развертка

Глубиномер



DPDG



Динамометрический ключ



DTR

Имплантовод машинный и ручной

Узкий

Стандартный

Ручная шестигранная отвёртка

Профильная фреза

Анкерное сверло

Анкерный винт

Анкерный имплантовод



Титановая втулка SQ Guide

Диаметр (внутренний)	Высота	Артикул
Ø 5,3 мм	3,5 мм	DSQGS35
	4,5 мм	DSQGS45

800P





Последовательность сверления





Развёртки





*Протокол сверления, нормальная кость (D2)




*Протокол сверления, мягкая кость (D3 и D4)



*Протокол сверления, плотная кость (D1)



Хирургический набор OneQ




Артикул: **DSOK**

Видеообзор





DLIND23L DLIND23S Под заказ	DPD	DDE	DOTD2508 DOTD2808 DOTD3108 DOTD3608 DOTD4208 DOTD2510 DOTD2810 DOTD3110 DOTD3610 DOTD4210 DOTD2512 DOTD2812 DOTD3112 DOTD3612 DOTD4212 DOTD2514 DOTD2814 DOTD3114 DOTD3614 DOTD4214	DOTD5312 DOTD6412 DSPD57 Под заказ	DSOFST30 DSOFST33	DSOCS39 DSOCS42 DSOCS47 DSOCS52	DSOCS60 DSOCS70 DSOCS80 Под заказ
							
Фреза Линдемана	Направляющее сверло	Удлинитель сверла	Сверло		Хирургический метчик OneQ	Развертка OneQ	



Имплантовод (машинный и ручной для узких размеров)		Имплантовод (машинный и ручной для стандартных размеров)		Шестигранная отвертка	Удлинитель и отвертка для динамометрического ключа		Пин параллельности для имплантата		Пин параллельности для сверла
									
DSNDSS DSNDSL Под заказ	DSRDSS DSRDSL Под заказ	DSNDS DSNDL	DRMDSS DRMDSL	DRHDS125 DRHDL125	DMHD24 Под заказ	DRHDS24 Под заказ	DSPGPM	DSPGPR	DPPD


Протокол сверления OneQ

При установке имплантата глубина сверления должна быть на 0,5 мм глубже имплантата и на 0,5 мм ниже уровня кости



Наборы для остеопластики

BONE PROFILER



Набор для профилирования кости


- Подготовка базы под ортопедический компонент любого размера
- Всегда выше уровня кости – легкий доступ в любом случае!
Длина рабочей части основания профилировщика – 8 мм



Видеобзор



SAVE SINUS



Набор для открытого и закрытого синус-лифтинга


- 2 аква – насадки для гидравлического синус – лифтинга различного диаметра
- 8 ограничителей. Размеры от 3 мм до 8 мм
- Особый дизайн кюрет делает процедуру синус – лифтинга проще и безопаснее



Видеобзор



SAVE RIDGE




Набор для расщепления и расширения альвеолярного гребня

- Сепарационные диски 3 диаметров
- Долота
- Костные экспандеры 4 диаметров



Видеобзор





8 800 302 56 46

г. Москва, ул. Митинская, д. 36к1,
офис 400

г. Уфа, БЦ Парк-Сити, ул.
Менделеева, д. 170, офис 1006



**Официальный
сайт**

dentis-russia.ru