
DENTIS

ИМПЛАНТАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ



КАТАЛОГ + ПРАЙС-ЛИСТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ КЛИЕНТЕ

DENTIS

ТОП-5 в Южной Корее





3 завода

более **20** **лет** на мировом рынке

80 стран - партнёров

10 млн. имплантатов в год





Личный помощник по всем вопросам

- Сервис
- Обмен
- Быстрая доставка
- Экспертиза

Клинические рекомендации по имплантации

Кости хватит всегда!

Уникальные размеры имплантатов позволяют избежать сложных процедур костной пластики

имплантационные системы

DENTIS



КОРОТКИЕ


КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ВЫСОТЫ ГРЕБНЯ

6.0 с полированной шейкой 1 мм, 2 мм и без шейки

УЗКИЕ

КОГДА НЕ ХВАТАЕТ МЕЖЗУБНОГО ПРОСТРАНСТВА

3.0, 3.3 и 3.5 мм



ШИРОКИЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД

ДИАМЕТРЫ от 3.0 до 8.0 мм

ДЛИНЫ от 6.0 до 18.0 мм

НАДЕЖНОСТЬ

- Толстые стенки у имплантатов 4.0
- Усиленный сплав титана 3.0 и 3.3
- Двойной шестигранник 3.0, 3.3, 3.5 и 3.8

Откройте новые возможности вместе с DENTIS

Обзор имплантатов AXEL


Имплантационная линейка

AXEL

Для одномоментной имплантации и немедленной нагрузки

- Высокая первичная стабильность
- Стабильная фиксация в лунках удалённых моляров
- Подходит для кости D3/D4
- Заглушка в комплекте

Обратная коническая форма шейки








Верхняя часть с толстыми стенками и неглубокой резьбой

4 глубоких и тонких витка в апикальной части





Конический и узкий апекс



Узкая платформа
2Hex 1.7




Стандартная платформа
Hex 2.5

	AXEL				AXEL Xread	
Диаметр, мм	3.8	4.2	4.6	5.0	5.0	5.4
Имплантат						
Длина, мм	8/9/10/12/14	7/8/9/10/12/14				7/8/9/10/12
Hex	2Hex 1.7	Hex 2.5				
Цвет упаковки						
Область установки	Фронтальная зона	Премоляры				Моляры

Длина, мм	Узкая платформа	Стандартная платформа				
	ø 3.8 мм	ø 4.2 мм	ø 4.6 мм	ø 5.0 мм	ø 5.0 мм	ø 5.4 мм
7		DSAFR4207S	DSAFR4607S	DSAFR5007S	DSAFR5007XS	DSAFR5407XS
7,5	DSAFN3808S	DSAFR4208S	DSAFR4608S	DSAFR5008S	DSAFR5008XS	DSAFR5408XS
8,5	DSAFN3809S	DSAFR4209S	DSAFR4609S	DSAFR5009S	DSAFR5009XS	DSAFR5409XS
9,5	DSAFN3810S	DSAFR4210S	DSAFR4610S	DSAFR5010S	DSAFR5010XS	DSAFR5410XS
11,5	DSAFN3812S	DSAFR4212S	DSAFR4612S	DSAFR5012S	DSAFR5012XS	DSAFR5412XS
13,5	DSAFN3814S	DSAFR4214S	DSAFR4614S	DSAFR5014S	DSAFR5014XS	DSAFR5414XS

Фактическая длина имплантатов уменьшена на 0,5 мм по сравнению с номинальной, что позволяет устанавливать их субкрестально – на глубину 0,5 – 1,0 мм относительно уровня гребня альвеолярной кости.

Хирургический набор AXEL



код: DSANLK

В наборе AXEL предусмотрены сверла длиной до 20 мм

Позволяет работать в апикальной зоне и обеспечивать надёжную первичную стабильность имплантата



Фиксированные цены в рублях
Скидки от объема

Идеальны для протоколов ALL–ON–X!

Имплантационная линейка

SQ

- Для одномоментной имплантации с немедленной нагрузкой
- Агрессивная двойная резьба
- Совместимость стандартной платформы с другими корейскими системами
- Заглушка не входит в комплект





Узкая платформа
2Hex 1.7



Стандартная платформа
Hex 2.5

Хирургический набор SQ



Хирургический набор SQ Short & WIDE




Диаметр, мм	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
Имплантат								
Длина, мм	8/10/12/14	7/8/10/12/14/16/18				6/7/8/10/12		
Нех	2Hex 1.7	Hex 2.5						
Цвет упаковки								
Область установки	Фронтальная зона			Премоляры	Моляры			

Длина, мм	2Hex. Узкая платформа		Hex. Стандартная платформа					
	ø 3.0 мм	ø 3.5 мм	ø 4.0 мм	ø 4.5 мм	ø 5.0 мм	ø 6.0 мм	ø 7.0 мм	ø 8.0 мм
6.0						DSSFW6006	DSSFW7006	DSSFW8006
7.0	DSSFN3007	DSSFN3507	DSSFR4007	DSSFR4507	DSSFR5007	DSSFW6007	DSSFW7007	DSSFW8007
8.0	DSSFN3008	DSSFN3508	DSSFR4008	DSSFR4508	DSSFR5008	DSSFW6008	DSSFW7008	DSSFW8008
10.0	DSSFN3010	DSSFN3510	DSSFR4010	DSSFR4510	DSSFR5010	DSSFW6010	DSSFW7010	DSSFW8010
12.0	DSSFN3012	DSSFN3512	DSSFR4012	DSSFR4512	DSSFR5012	DSSFW6012	DSSFW7012	DSSFW8012
14.0	DSSFN3014	DSSFN3514	DSSFR4014	DSSFR4514	DSSFR5014			
16.0			DSSFR4016	DSSFR4516				
18.0			DSSFR4018	DSSFR4518				

Короткие имплантаты SQ








Диаметр, мм	Длина, мм	Шейка, мм	Код
5.0	6.0	2.0	DSSFR5004
		1.0	DSSFR5005
		0	DSSFR5006

Видеообзор имплантатов SQ

Фиксированные цены в рублях
Скидки от объема

Подходят для классической двухэтапной имплантации



Имплантационная линейка

OneQ

- Двойная коническая форма
- Менее агрессивная резьба в пришеечной части для минимизации перегрева кости
- Совместимость стандартной платформы с другими корейскими системами
- Заглушка в комплекте



Узкая платформа
2Hex 1.7
Усиленный сплав титана



Стандартная платформа
Hex 2.5

Хирургический набор ONEQ расширенный



Хирургический набор ONEQ стандартный



	Узкая платформа		Стандартная платформа						
Диаметр, мм	3.0	3.3	3.9	4.2	4.7	5.2	6.0	7.0	8.0
Имплантат									
Длина, мм	8/10/12/14		7/8/10/12/14				6/7/8/10/12		
Область установки	Фронтальная зона		Премоляры				Моляры		

Узкая платформа

Тип	Длина	Узкий	
		ø 3.0 мм	ø 3.3 мм
2Hex 1.7 (12)	8мм	DSSOFS3008S	DSSOFS3308S
	10мм	DSSOFS3010S	DSSOFS3310S
	12мм	DSSOFS3012S	DSSOFS3312S
	14мм	DSSOFS3014S	DSSOFS3314S

Стандартная платформа

Тип	Длина	Стандартный			
		ø 3.9 мм	ø 4.2 мм	ø 4.7 мм	ø 5.2 мм
Hex 2.5	7мм	DSSOFR3907S	DSSOFR4207S	DSSOFR4707S	DSSOFR5207S
	8мм	DSSOFR3908S	DSSOFR4208S	DSSOFR4708S	DSSOFR5208S
	10мм	DSSOFR3910S	DSSOFR4210S	DSSOFR4710S	DSSOFR5210S
	12мм	DSSOFR3912S	DSSOFR4212S	DSSOFR4712S	DSSOFR5212S
	14мм	DSSOFR3914S	DSSOFR4214S	DSSOFR4714S	DSSOFR5214S

Стандартная платформа

Тип	Длина	Широкий		
		ø 6.0 мм	ø 7.0 мм	ø 8.0 мм
Hex 2.5	6мм	DSSOFW6006S	DSSOFW7006S	DSSOFW8006S
	7мм	DSSOFW6007S	DSSOFW7007S	DSSOFW8007S
	8мм	DSSOFW6008S	DSSOFW7008S	DSSOFW8008S
	10мм	DSSOFW6010S	DSSOFW7010S	DSSOFW8010S
	12мм	DSSOFW6012S	DSSOFW7012S	DSSOFW8012S

Видеообзор имплантатов OneQ

Подходят для всех имплантационных линеек DENTIS

DENTIS

Курс $ до 90₽ | Курс $ до 100₽ | Курс $ до 110₽

Ортопедические компоненты

Элементы протезирования

Формирователи десны

1 450₽ | 1 650₽ | 1 850₽



Высота шейки, мм	Узкая платформа	Стандартная платформа			
	Ø 4.0 мм	Ø 4.5 мм	Ø 5.5 мм	Ø 6.5 мм	Ø 7.5 мм
1.0	DSHS4010	DSH4510	DSH5510	DSH6510	DSH7510
1.5	DSHS4015	DSH4515	DSH5515	DSH6515	DSH7515
2.0	DSHS4020	DSH4520	DSH5520	DSH6520	DSH7520
2.5	DSHS4025	DSH4525	DSH5525	DSH6525	DSH7525
3.5	DSHS4035	DSH4535	DSH5535	DSH6535	DSH7535
4.5	DSHS4045	DSH4545	DSH5545	DSH6545	DSH7545
5.5		DSH4555	DSH5555	DSH6555	DSH7555

Заглушки

900₽ | 1 000₽ | 1 100₽



Узкая платформа	Стандартная платформа
Ø 2.6 мм	Ø 3.6 мм
DSOFCS	DSCSM

Аналоги имплантата

750₽ | 850₽ | 950₽



Узкая платформа	Стандартная платформа
Ø 4.0 мм	Ø 4.5 мм
DSCLAS	DSCLA

Винты абатмента

1 000₽ | 1 100₽ | 1 200₽



	Узкая платформа	Стандартная платформа
	DSASS	DSAS
Угловой (для шейки 1 мм)		DSAS1

Ортопедические компоненты

Описание/цены

Слепочные трансферы для открытой ложки

2 250₽ 2 500₽ 2 750₽



Тип	Высота	Узкая платформа	Стандартная платформа		
		Ø 4.0 мм	Ø 4.5 мм	Ø 5.5 мм	Ø 6.5 мм
С шестигранником	короткий	DSIHS40SS	DSIH45SS	DSIH55SS	DSIH65SS
	длинный	DSIHS40LS	DSIH45LS	DSIH55LS	DSIH65LS
Без шестигранника	короткий	DSINS40SS	DSIN45SS	DSIN55SS	DSIN65SS
	длинный	DSINS40LS	DSIN45LS	DSIN55LS	DSIN65LS

Слепочные трансферы для закрытой ложки

2 250₽ 2 500₽ 2 750₽



Тип	Высота	Узкая платформа	Стандартная платформа		
		Ø 4.0 мм	Ø 4.5 мм	Ø 5.5 мм	Ø 6.5 мм
С шестигранником	короткий	DSITHS40SS	DSITH45SS	DSITH55SS	DSITH65SS
	длинный	DSITHS40LS	DSITH45LS	DSITH55LS	DSITH65LS
Без шестигранника	короткий	DSITNS40SS	DSITN45SS	DSITN55SS	DSITN65SS
	длинный	DSITNS40LS	DSITN45LS	DSITN55LS	DSITN65LS

Система шариковых абатментов O-Ring

Шариковый абатмент O-Ring

4 800₽ 5 350₽ 5 900₽



Высота десны, мм	Узкая платформа	Стандартная платформа
	Ø 3.4 мм	Ø 4.5 мм
0.5		DSORA00
2.0	DSORAS20	DSORA20
4.0	DSORAS40	DSORA40
5.0	DSORAS50	DSORA50
6.0	DSORAS60	DSORA60

Ретенционные колпачки

2 650₽ 3 000₽ 3 250₽

	Ответная часть O-Ring абатмента (открытый тип) с силиконовыми кольцами	DORS
	Ответная часть O-Ring абатмента (закрытый тип) с силиконовыми кольцами	DORCS

Кольца O-Ring

1 000₽ 1 150₽ 1 250₽



Кольцо черное	DOAO100
Кольцо красное	DOAO400
Кольцо оранжевое	DOAO800

Лабораторный аналог O-Ring



1 000₽ 1 150₽ 1 250₽

Ø 0.4 мм	DOLA

Ручная отвертка O-Ring



3 600₽ 4 000₽ 4 500₽

Короткая	DORADS
Длинная	DORADL

Подходят для всех имплантационных линеек DENTIS

Курс $ до 90₽ | Курс $ до 100₽ | Курс $ до 110₽

Абатменты

Прямые абатменты с шестигранником

3 300₽ | 3 700₽ | 4 000₽



Высота рабочей части, мм	Высота шейки, мм	Узкая платформа	Стандартная платформа		
		Ø 4.0 мм	Ø 4.5 мм	Ø 5.5 мм	Ø 6.5 мм
5.5	1.0	DSCAS40105HTS	DSCA4510HPCTS	DSCA5510HPCTS	DSCA6510HPCTS
	1.5		DSCA4515HPCTS	DSCA5515HPCTS	DSCA6515HPCTS
	2.0	DSCAS40205HTS	DSCA4520HPCTS	DSCA5520HPCTS	DSCA6520HPCTS
	2.5	DSCAS40255HTS	DSCA4525HPCTS	DSCA5525HPCTS	DSCA6525HPCTS
	3.5	DSCAS40355HTS	DSCA4535HPCTS	DSCA5535HPCTS	DSCA6535HPCTS
	4.5	DSCAS40455HTS	DSCA4545HPCTS	DSCA5545HPCTS	DSCA6545HPCTS
	5.5		DSCA4555HPCTS	DSCA5555HPCTS	DSCA6555HPCTS
7.0	1.0	DSCAS40107HTS	DSCA4510H7PCTS	DSCA5510H7PCTS	DSCA6510H7PCTS
	1.5		DSCA4515H7PCTS	DSCA5515H7PCTS	DSCA6515H7PCTS
	2.0	DSCAS40207HTS	DSCA4520H7PCTS	DSCA5520H7PCTS	DSCA6520H7PCTS
	2.5	DSCAS40257HTS	DSCA4525H7PCTS	DSCA5525H7PCTS	DSCA6525H7PCTS
	3.5	DSCAS40357HTS	DSCA4535H7PCTS	DSCA5535H7PCTS	DSCA6535H7PCTS
	4.5	DSCAS40457HTS	DSCA4545H7PCTS	DSCA5545H7PCTS	DSCA6545H7PCTS
	5.5		DSCA4555H7PCTS	DSCA5555H7PCTS	DSCA6555H7PCTS

Прямые абатменты без шестигранника

3 300₽ | 3 700₽ | 4 000₽



Высота рабочей части, мм	Высота шейки, мм	Узкая платформа	Стандартная платформа		
		Ø 4.0 мм	Ø 4.5 мм	Ø 5.5 мм	Ø 6.5 мм
5.5	1.0	DSCAS40105NTS	DSCA4510NPCTS	DSCA5510NPCTS	DSCA6510NPCTS
	1.5		DSCA4515NPCTS	DSCA5515NPCTS	DSCA6515NPCTS
	2.0	DSCAS40205NTS	DSCA4520NPCTS	DSCA5520NPCTS	DSCA6520NPCTS
	2.5	DSCAS40255NTS	DSCA4525NPCTS	DSCA5525NPCTS	DSCA6525NPCTS
	3.5	DSCAS40355NTS	DSCA4535NPCTS	DSCA5535NPCTS	DSCA6535NPCTS
	4.5	DSCAS40455NTS	DSCA4545NPCTS	DSCA5545NPCTS	DSCA6545NPCTS
	5.5		DSCA4555NPCTS	DSCA5555NPCTS	DSCA6555NPCTS
7.0	1.0	DSCAS40107NTS	DSCA4510N7PCTS	DSCA5510N7PCTS	DSCA6510N7PCTS
	1.5		DSCA4515N7PCTS	DSCA5515N7PCTS	DSCA6515N7PCTS
	2.0	DSCAS40207NTS	DSCA4520N7PCTS	DSCA5520N7PCTS	DSCA6520N7PCTS
	2.5	DSCAS40257NTS	DSCA4525N7PCTS	DSCA5525N7PCTS	DSCA6525N7PCTS
	3.5	DSCAS40357NTS	DSCA4535N7PCTS	DSCA5535N7PCTS	DSCA6535N7PCTS
	4.5	DSCAS40457NTS	DSCA4545N7PCTS	DSCA5545N7PCTS	DSCA6545N7PCTS
	5.5		DSCA4555N7PCTS	DSCA5555N7PCTS	DSCA6555N7PCTS

Угловые абатменты

4 000₽ 4 500₽ 4 900₽





Угол	Тип	Высота шейки, мм	Узкая платформа	Стандартная платформа		
			Ø 4.0 мм	Ø 4.5 мм	Ø 5.5 мм	Ø 6.5 мм
15°	с шестигранником	1		DSAA45151HCTS	DSAA55151HCTS	DSAA65151HCTS
		2	DSAAS40152HTS	DSAA45152HCTS	DSAA55152HCTS	DSAA65152HCTS
		4	DSAAS40154HTS	DSAA45154HCTS	DSAA55154HCTS	DSAA65154HCTS
	без шестигранника	1		DSAA45151NHCTS	DSAA55151NHCTS	DSAA65151NHCTS
		2	DSAAS40152NTS	DSAA45152NHCTS	DSAA55152NHCTS	DSAA65152NHCTS
		4	DSAAS40154NTS	DSAA45154NHCTS	DSAA55154NHCTS	DSAA65154NHCTS
25°	с шестигранником	1		DSAA45251HCTS	DSAA55251HCTS	DSAA65251HCTS
		2		DSAA45252HCTS	DSAA55252HCTS	DSAA65252HCTS
		4		DSAA45254HCTS	DSAA55254HCTS	DSAA65254HCTS
	без шестигранника	1		DSAA45251NHCTS	DSAA55251NHCTS	DSAA65251NHCTS
		2		DSAA45252NHCTS	DSAA55252NHCTS	DSAA65252NHCTS
		4		DSAA45254NHCTS	DSAA55254NHCTS	DSAA65254NHCTS

UCLA – абатменты с кобальт – хромовым основанием

4 000₽ 4 500₽ 4 900₽



Тип	Узкая платформа	Стандартная платформа
	Ø 4.0 мм	Ø 4.5 мм
С шестигранником	DSCUASHS	DSCUAHS
Без шестигранника	DSCUASNS	DSCUANS

UCLA – абатменты пластиковые

2 150₽ 2 400₽ 2 650₽



Тип	Стандартная платформа
	Ø 4.5 мм
С шестигранником	DSPCHS
Без шестигранника	DSPCNS

Временные абатменты, титановые

2 700₽ 3 000₽ 3 300₽



Тип	Узкая платформа	Стандартная платформа		
	Ø 4.0 мм	Ø 4.5 мм	Ø 5.5 мм	Ø 6.5 мм
С шестигранником	DSTAS40HS	DSTA45HS	DSTA55HS	DSTA65HS
Без шестигранника	DSTAS40NS	DSTA45NS	DSTA55NS	DSTA65NS

Временные абатменты, пластиковые


2 700₽ 3 000₽ 3 300₽



Тип	Узкая платформа	Стандартная платформа		
	Ø 4.0 мм	Ø 4.5 мм	Ø 5.5 мм	Ø 6.5 мм
С шестигранником	DSPTS40HS	DSPT45HS	DSPT55HS	DSPT65HS
Без шестигранника	DSPTS40NS	DSPT45NS	DSPT55NS	DSPT65NS

Курс $ до 90₽ | Курс $ до 100₽ | Курс $ до 110₽

Элементы для точного сканирования



Современное решение при протезировании.

- Непрерывное сканирование
- Для сложных случаев
- 6 вариантов пинов

Позволяет легко воссоздать анатомическую форму зубной дуги!

Описание/цены

Мульти Юнит Сканбоди Pro

2 500₽ | 2 800₽ | 3 100₽



Высота, мм	Диаметр, мм
10	4.5
DSMUSBLFS	

Сканбоди Pro

2 500₽ | 2 800₽ | 3 100₽



Высота, мм	Тип платформы	
	Узкая ∅ 4.0 мм	Стандартная ∅ 4.5 мм
12	DSSBNLFS	DSSBRLFS

Пины для Сканбоди Pro

1 880₽ | 2 100₽ | 2 300₽



Высота, мм	Диаметр, мм	Тип
8.0	4.0 мм	Полукруглый
	DSSBSBC4	



Высота, мм	Диаметр, мм	Тип
8.0	4.0 мм	Треугольный
	DSSBSBT4	



Высота, мм	Диаметр, мм		Тип
8.0	3.0	4.0	Квадратный
	DSSBSBQ	DSSBSBQ4	



Высота, мм	Диаметр, мм		Тип
8.0	3.0	4.0	Шестигранный
	DSSBSBH	DSSBSBH4	

Скан формирователи десны

2 380₽ | 2 650₽ | 2 900₽



Диаметр, мм	Высота шейки, мм	Hex 1.25
∅ 4.8 мм	2	DSSH4820S
	3	DSSH4830S
	4	DSSH4840S
	5	DSSH4850S
∅ 5.8 мм	4	DSSH5840S
	5	DSSH5850S
∅ 6.8 мм	4	DSSH6840S



Интраоральный сканер Panda Smart

Panda Smart — компактный и эргономичный интраоральный сканер с точным и быстрым сканированием.

Характеристики:

- Собственный проектор и передовое ПО
- Интуитивно понятный интерфейс
- Глубина резкости 20мм
- Поле обзора 16x18мм
- Интеллектуальная защита от запотевания
- Автоматическая калибровка
- Высокая точность до 5 мкм
- Подключение по USB 3.0

Panda Scanner

FREQTY


Описание/цены

Интраоральный сканер Panda Free

Panda Free — беспроводной интраоральный 3D-сканер с высокой точностью и комфортом для ежедневной цифровой практики.

Характеристики:

- Беспроводной режим, 3,5 часа работы без перерыва
- Широкое поле сканирования 18 × 16 мм
- Лёгкий и удобный, масса всего 178 г
- Глубина сканирования до 20 мм
- Интеллектуальное управление
- Высокая точность



Мульти Юнит система

Курс $ до 90₽ | Курс $ до 100₽ | Курс $ до 110₽

Мульти Юнит угловой абатмент с держателем и винтом

3 750₽ | 4 150₽ | 4 600₽



Высота десны 1, мм	Высота десны 2, мм	Угол	Узкая платформа	Стандартная платформа
1.5	3	17°	DSMUAN1715S	DSMUA1715S
2.5	4		DSMUAN1725S	DSMUA1725S
3.5	5		DSMUAN1735S	DSMUA1735S
4.5	6		DSMUAN1745S	DSMUA1745S
1.5	4	30°	DSMUAN3015S	DSMUA3015S
2.5	5		DSMUAN3025S	DSMUA3025S
3.5	6		DSMUAN3035S	DSMUA3035S
4.5	7		DSMUAN3045S	DSMUA3045S

Мульти Юнит прямой абатмент с держателем

3 750₽ | 4 150₽ | 4 600₽



Высота десны, мм	Узкая платформа	Стандартная платформа
1.5	DSMUSN15S	DSMUS15S
2.5	DSMUSN25S	DSMUS25S
3.5	DSMUSN35S	DSMUS35S
4.5	DSMUSN45S	DSMUS45S
5.5	DSMUSN55S	DSMUS55S

Мульти Юнит временный цилиндр с винтом



DSMUTCS — 2 400₽ | 2 700₽ | 3 000₽

Мульти Юнит цилиндр с кобальт-хромовым основанием с винтом



DSMUCCS — 3 950₽ | 4 400₽ | 4 850₽

Винт для Мульти Юнит цилиндра



DSMUCS — 1 150₽ | 1 300₽ | 1 450₽

Винт для Мульти Юнит углового абатмента



DSMUAS — 1 150₽ | 1 300₽ | 1 450₽

Мульти Юнит слепочный трансфер для открытой ложки с винтом



DSMUPICSS — 2 390₽ | 2 650₽ | 2 950₽

Мульти Юнит слепочный трансфер для закрытой ложки с винтом



DSMUTICSS — 2 390₽ | 2 650₽ | 2 950₽

Мульти Юнит защитный колпачок со встроенным винтом



DSMUHC
DSMUHC58
DSMUHC68
1 780₽ | 2 000₽ | 2 200₽

Отвертка для прямого Мульти Юнит абатмента



DSMUSD — 3 950₽ | 4 400₽ | 4 850₽

Мульти Юнит лабораторный аналог



DSMUSDL
DSMUDL
1 150₽ | 1 300₽ | 1 450₽

Скан Боди для Мульти Юнит, короткий (6 мм)



DSMUSBSS — 2 420₽ | 2 700₽ | 3 000₽

Скан Боди для Мульти Юнит, длинный (10 мм)



DSMUSBLS — 2 420₽ | 2 700₽ | 3 000₽

Титановое основание, короткое (4,5 мм)



DSMUTBSS — 2 280₽ | 2 550₽ | 2 800₽

Титановое основание, длинное (5,9 мм)



DSMUTBLS — 2 280₽ | 2 550₽ | 2 800₽

CAD/CAM элементы

Титановое основание

2 450₽ | 2 700₽ | 3 000₽



Тип	Высота, мм	Тип платформы: Узкая ∅ 4.0 мм	Тип платформы: Стандартная ∅ 4.8 мм
2Hex Hex	1.0	DSLAN401045HS	DSLAR481045HS
	2.0	DSLAN402045HS	DSLAR482045HS
	3.5	DSLAN403545HS	DSLAR483545HS
	5.0	DSLAN405045HS	DSLAR485045HS
N-Hex	1.0	DSLAN401045NS	DSLAR481045NS
	2.0	DSLAN402045NS	DSLAR482045NS
	3.5	DSLAN403545NS	DSLAR483545NS
	5.0	DSLAN405045NS	DSLAR485045NS

Сканбоди

2 300₽ | 2 600₽ | 2 800₽



Высота, мм	Узкая платформа	Стандартная платформа
8	DSSBNSS	DSSBRSS
12	DSSBNLS	DSSBRLS
16	DSSBNELS	DSSBRELS

Цифровой лабораторный аналог

2 000₽ | 2 200₽ | 2 500₽



Узкая платформа	Стандартная платформа
DSDLANS	DSDLARS

Предсказуемо точное сверление
с титановыми втулками и без

DENTIS

Навигационные наборы

SQ GUIDE


- Длина сверел от 8 до 16 мм
- Диаметры от 3 до 5 мм с шагом 0.5 мм
- Внешняя система ирригации для минимизации нагрева кости

В наборе:

- профилировщики кости
- перфоратор слизистой
- фреза для выравнивания костного гребня

В ПОДАРОК
ЗА ПОКУПКУ
ИМПЛАНТАТОВ

*условия уточняйте у менеджера



Титановая втулка

SQ Guide

800₽

	Диаметр (внутренний), мм	Высота	Код
	5.3	3.5	DSQGS35
		4.5	DSQGS45

Описание/цены

Видеообзор

Наборы для остеопластики

BONE PROFILER




Набор для профилирования кости

- Подготовка базы под ортопедический компонент любого размера
- Всегда выше уровня кости – легкий доступ в любом случае! Длина рабочей части основания профилировщика – 8 мм

Видеообзор

SAVE SINUS



Набор для открытого и закрытого синус-лифтинга

- 2 аква – насадки для гидравлического синус – лифтинга различного диаметра
- 8 ограничителей. Размеры от 3 мм до 8 мм
- Особый дизайн кюрет делает процедуру синус – лифтинга проще и безопаснее

Видеообзор

SAVE RIDGE



Набор для расщепления и расширения альвеолярного гребня

- Сепарационные диски 3 диаметров
- Долота
- Костные экспандеры 4 диаметров

Видеообзор

Товары для остеопластики и НКР

Cardioplant

г. Пенза



Биологический остеопластический материал, резорбируемые мембраны

- Коллагеновый 3D – матрикс Fibromatrix для регенерации мягких тканей
- bioOST XENOGRAFT Mineral / Collagen / Cortical бычий костный материал
- bioPLATE CONTUR / Barrier резорбируемые мембраны

Ovis



Синтетический остеопластический материал, резорбируемые и нерезорбируемые мембраны

- Ovis Bone BCP в ампулах и шприцах
- Ovis TRM – нерезорбируемые мембраны с титановым усилением
- Ovis BCP collagen – резорбируемая мембрана

EndoCarbon



Инструменты для НКР

- Пины и винты для фиксации мембран
- Инструменты для установки и удаления пинов и винтов



Одноразовый инструмент для забора аутогенного костного материала при проведении дентальной имплантации

- EASY BONE SCRAPER
- OSUNG BONE SCRAPER

Описание/цены

Пьезоаппараты

SONIC SURGEON 600L

- Открытый и закрытый синус-лифтинг
- Расщепление гребня
- Забор аутокости
- Подготовка ложа под имплантат
- Удаление зуба

DONG IL TECHNOLOGY LTD.

Ю. Корея

60 Вт



Комплектация

1) Генератор
2) Наконечники токопроводящий проводник
3) 10 насадок с контейнером
4) Выключатель педальный
5) Динамометрический ключ для фиксации насадок
6) Бокс для стерилизации
7) Система трубок для физраствора
8) Алюминиевый кейс

Характеристики

- Высокая выходная мощность
- Стильный дизайн
- Яркий светодиодный наконечник
- Цветной сенсорный ЖК-дисплей
- Оптимальная скорость подачи воды 100 мл/мин
- Многофункциональный и эргономичный педальный переключатель
- 10 моделей насадок под различные показания
- Максимальная безопасность для пациентов
- В процессе лечения насадки легко заменяются и подлежат чистке и обработке в автоклаве
- Наконечник легко отсоединяется и дезинфицируется

Описание/цены

Режим BOOST (усиленный) **сокращает время операции на 20%!**

Бестеневые светильники

Luvis

Подходят для любой стоматологической установки за счет большого выбора переходников

- **Высокий индекс цветопередачи**
- **Интенсивная светоотдача:** до 50 000 Люкс
- **Естественный свет**

Описание/цены

Luvis C600



- Стоматологический
- На установку / на стену

Luvis C500



- Стоматологический
- Без камеры
- На установку / на стену / передвижной

Luvis C300 / C400



- Стоматологический
- На установку

Luvis C500



- Стоматологический
- С камерой
- На установку / на стену / передвижной

ChecQ

Прибор для измерения стабильности имплантатов



Точно
Безопасность и точность показателей благодаря бесконтактному методу резонансно-частотного анализа (RFA)



Надежно
Многоразовые переходники изготовлены из титана и подходят для различных имплантационных систем



Легко
Простой и понятный интерфейс. Измерение уровня стабильности имплантата за 1 секунду

Описание



DENTIS

Физиодиспенсер

WISE&ENT

Угловой микромоторный наконечник с LED-оптикой в комплекте!

Описание/цены

В ПОДАРОК
ЗА ПОКУПКУ ИМПЛАНТАТОВ

*условия уточняйте у менеджера



Комплектация

1) Угловой наконечник с LED-оптикой 20:1
2) Микромотор, произведенный в Швейцарии
3) Многоразовая ирригационная система
4) Бокс для переноски
5) Ножная педаль с поддержкой Bluetooth и проводного подключения
6) Одноразовые ирригационные трубки (3 шт)

Ирригационная система:

- Ножное и ручное управление
- Наружное и внутреннее охлаждение
- Тихая и мощная водная помпа
- 3 режима подачи физраствора от 60 до 80 мл / мин

Характеристики

- Максимальная мощность 120 Вт
- Крутящий момент 5 - 80 Нсм
- Мощный и легкий бесщеточный мотор. Скорость 100 - 40 000 об / мин
- Функция автокалибровки двигателя
- Гарантия 1 год
- 7-дюймовый ЖК-экран HD с обзором 360°, четко отображающий каждый этап операции
- Универсальная ножная педаль. Возможность как беспроводной работы, так и по кабелю
- Немецкие комплектующие обеспечивают стабильный крутящий момент и бесшумность процедур

Трубки ирригационные



Подходят для физиодиспенсеров с наружной помпой:

Saeshin, NSK, Woodpecker

SAESHIN



Подходят для физиодиспенсеров с наружной помпой:

WISEDENT, NSK, W&H, KAVO

Accentmed

DENTIS

РНИМУ
им. Н.И. Пирогова




КАДАВЕРНЫЙ ИНТЕНСИВ

Д.Б. ШУМОВСКОГО

на базе РНИМУ им. Н. И. Пирогова

«Имплантация. Синус-лифтинг. Аугментация тканей»



- Совершите прорыв
- Загляните за грань дозволенного
- Поборите страхи
- Обретите уверенность
- Расширьте практику
- Выйдите на новый уровень

Даты, программа и регистрация на официальном сайте cadavercourse.ru

МГИДО
медико-гуманитарный институт дополнительного образования

GDIA®
Global Dental Implant Academy

Для заметок

DENTIS

ООО «Дентис Имплант»

г. Москва, ул. Митинская,
д.36к1, офис 400

г. Уфа, БЦ Парк-Сити,
ул. Менделеева, д.170, офис 1006

dentis-russia.ru

8 800 302 56 46

info@open-dent.ru